

Seziertisch ST 10/150

Höhenverstellbar



Dargestelltes Model ST 10/100 mit zusätzlicher Einhebelmischbatterie am Becken

Der Seziertisch steht auf einer Mittelsäule, die von 750 - 1050 mm höhenverstellbar ist. Der Tisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gefertigt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeitetem Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil und Siebeinsatz ausgestattet. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung und ein Gefälle zum Ablauf hin und hat eine komplett geschlossene Unterseite mit wasserfester Antidröhnunterleimung. Der Ablauf wird mit einem Restesiebeinsatz geliefert. Alle Versorgungsmedien verlaufen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar.

- Taste AUF/AB zur Höhenverstellung über einen eingebauten elektromechanischen Antrieb
- Kniehebelmischbatterie für Kalt- und Warmwasser an der Mittelsäule
- 3 m Brauseschlauch inkl. Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 sind bauseitig zu erfüllen

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 850 x 750 x 1050 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	ST 10/150
Artikel-Nr.:	010.010.150

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■