

Zuschneidetisch UCS-E-1500-D - Doppelarbeitsplatz Elektrisch höhenverstellbar – mit Beleuchtung



Tisch mit Zusatzausstattung dargestellt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Spezialarbeitstisch für garantiert schadstoffreies Arbeiten beim Zuschneiden und Präparieren histologischer Präparate ist auch für kleine Sektionen geeignet. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Der Zuschneidetisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Doppelarbeitsplatz mit sehr großer Tischfläche
- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
- Feststehender Beleuchtungsaufbau mit Tageslichtqualität ca. 5000°K zum direkten Fotografieren geeignet (keine Zusatzleuchten notwendig)
- Railingsystem zur einfachen und schnellen Montage von verschiedenen Halterungen wie Kamerastativ, Lupenleuchte etc.
- 230 V Doppelsteckdose im Beleuchtungsaufbau eingebaut
- Seitlich ein Stangensystem zur Aufnahme von Dokumenten- und Diktiergerätehalter
- Stabiler Selbsttragender Unterbau mit verstellbaren Füßen
- Stufenlos über einen eingebauten Elektroantrieb von 750 bis 1000 mm höhenverstellbar
- Arbeitsfläche mit nahtlos eingeschweißtem Becken 400 x 400 x 200 mm mit Luftabsaugung
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche (ca. 10 mm tiefer als Rand) Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4 m/sec
- Integrierter Abluftstutzen mit Volumenstromregelung
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Formalinausguss mit Siebeinsatz
- Anschlussstutzen für Abluft wahlweise rechts oder links

Technische Details siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■■■■

Zuschneidetisch UCS-E-1500-D - Doppelarbeitsplatz Elektrisch höhenverstellbar – mit Beleuchtung

Technische Details:

Maße Zuschneidetisch B/T/H:	1500 x 1000 x 750 / 1000 mm
Maße Beleuchtungsaufbau B/T/H:	1500 x 300 x 1100 mm
Abluftmenge:	Min. 1000 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 960 x 920 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 250
Typ:	UCS-E-1500-D-BEA
Artikel-Nr.:	060.020.100

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):



Müllabwurfschacht mit Absaugung
und Edelstahlblech MÜ-AS-150-M



Lupenleuchte
Art.Nr. 060.015.050



Kamerahalter am Railingsystem
Art.-Nr. 060.015.081
Alternativ mit 400 mm langen
Stativarm Art.-Nr. 060.015.085



Halterung Diktiergerät Art.Nr. 060.020.041
Dokumentenhalter DIN A 4 Art.Nr. 060.012.031
Formalin-Dispensing System Art.Nr. 060.012.024



Schneidbrett aus Corian
mit schwarzem Punkt und Lineal
Art.Nr. 060.019.030

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical