

# Höhenverstellbarer Großtiersektionstisch GST-E-2000 – GST-E-2800



Der Großtiersektionstisch besteht aus einer stabilen Scherenhubtischkonstruktion, der Stahl ist lackiert. Er besitzt ein eingebautes Hydraulikaggregat zur stufenlosen Höhenverstellung. Ein starker Motor und Zylinder mit hartverchromten Kolbenstangen macht diesen Tisch geeignet für harte Einsätze mit bis zu 100 Hubspielen pro Tag. Die Seziertischplatte ist komplett aus geschliffenem Edelstahl angefertigt. Ein sehr stabiler Unterbau sorgt für ausreichende Stabilität auch bei großer Belastung. Die Seziertischplatte hat einen hohen umlaufenden Rand sowie ein Gefälle zu einer Längsseite bzw. zu den Abläufen hin. Serienmäßig wird der Hubtisch mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgeliefert:

- Notsenkvorrichtung und mechanischer Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- Geräuscharm
- Wartungsfreie Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Netzanschluss 400 V

## Technische Daten:

Maße Seziertischplatte B/T: 2000 x 1000 mm  
Maße Unterbau B/T ca.: 1500 x 800 mm  
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm  
Tragfähigkeit: max. 1000 kg  
Typ: GST-E-2000  
Artikel-Nr.: 010.015.110

*Weitere Modelle siehe Rückseite*

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



# Höhenverstellbarer Großtiersektionstisch

## GST-E-2000 – GST-E-2800

### Modell GST-E-2500:

Maße Seziertischplatte B/T: 2500 x 1000 mm  
Maße Unterbau B/T ca.: 1500 x 800 mm  
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm  
Tragfähigkeit: max. 1000 kg  
Typ: GST-E-2500  
Artikel-Nr.: 010.015.100

### Modell GST-E-2800:

Maße Seziertischplatte B/T: 2800 x 1000 mm  
Maße Unterbau B/T ca.: 2000 x 800 mm  
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm  
Tragfähigkeit: max. 1000 kg  
Typ: GST-E-2800  
Artikel-Nr.: 010.015.132

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

