

WE CREATE SOLUTIONS



Produktvergleich

Hubwagen

HTW 50/100 vs. HTW 50/010

Product Comparison

Truck

HTW 50/100 vs. HTW 50/010

KUGEL medical GmbH & Co. KG

Hermann-Köhl-Straße 2 A

DE-93049 Regensburg

Germany

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0

Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29

E-Mail info@KUGEL-medical.de

www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Produktvergleich Hub- und Transportwagen



Model	Basisversion	Standard	Wettbewerb	
Modelbezeichnung	HTW 50/010	HTW 50/100		
Verwindungssteife Konstruktion	✓	✓	_____	
Konstruktion aus Edelstahl 1.4301	○	○	_____	
Pulverbeschichtung RAL 9007	✓	✓	_____	
Kugelgelagerte Scherenkonstruktion	✓	✓	_____	
Wartungsfreie Kugellager	✓	✓	_____	
Unterrahmen mit Versteifungsprofilen	-	✓	_____	
U-Profil Rollbahn aus Edelstahl	-	✓	_____	
Rollbahn mit 5 Tragrollen	-	✓	_____	
Zentralfeststeller für alle Tragrollen	-	✓	_____	
Endanschlagprofil aus Edelstahl an Rollbahn	-	✓	_____	
Schiebebügel abnehmbar	✓	✓	_____	
Schiebebügel aus Edelstahl	✓	✓	_____	
Wandabweiserrollen frontseitig	-	✓	_____	
Fußhydraulikpumpe mit Übersetzungshebel	-	✓	_____	
Öltropfwanne für Hydraulikpumpe	-	✓	_____	
Hydraulikzylinder nach DIN 6020/1	✓	✓	_____	
Stromregelventil nach DIN EN ISO 13849	✓	✓	_____	
Schlauchbruchsicherung nach DIN EN 13849	✓	✓	_____	
Tragfähigkeit 250 kg	✓	✓	_____	
Tragfähigkeit 375 kg	-	○	_____	
Leichtlaufrollen mit Totalfeststeller	✓	✓	_____	Serienmäßig enthalten ✓
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	✓	✓	_____	Nicht im Lieferumfang enthalten -
Kurzer Radabstand zum leichteren Lenken	✓	✓	_____	Optional erhältlich ○