

WE CREATE SOLUTIONS



Produktvergleich

Seziertische

ST 10/300 vs. ST 100/350

KUGEL medical GmbH & Co. KG

Hermann-Köhl-Straße 2 A
DE-93049 Regensburg
Germany

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0

Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29

E-Mail info@KUGEL-medical.de

www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Modell	Basisversion	Standard	Wettbewerb
Modellbezeichnung	ST 10/350	ST 10/300	
Verwindungssteife Konstruktion	✓	✓	_____
Konstruktion aus Edelstahl 1.4301	✓	✓	_____
Tischplatte mit umlaufenden Rand	✓	✓	_____
Nahtlos eingeschweißtes Becken	✓	✓	_____
Tischplatte mit Unterfütterung	-	✓	_____
Unterseite der Tischplatte geschlossen	-	✓	_____
Mittelsäule mit Revisionsöffnung	-	✓	_____
Tischplatte mit Anti-Dröhnbelag	✓	✓	_____
Installation vorinstalliert	-	✓	_____
Tragfähigkeit 250 kg	✓	✓	_____
Tragfähigkeit 300 kg	-	○	_____

Serienmäßig enthalten	✓		
Nicht im Lieferumfang enthalten	-		
Optional erhältlich	○		



KUGEL medical GmbH & Co. KG

Hermann-Köhl-Straße 2 A
DE-93049 Regensburg
Germany

Phone +49 9 41/20 86 48-0

Fax +49 9 41/20 86 48-29

E-Mail info@KUGEL-medical.de

www.KUGEL-medical.de