

# WE CREATE SOLUTIONS



## Produktvergleich

Standardausstattung unseres  
Hub- und Transportwagens HTW 50/100

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Straße 2 A  
DE-93049 Regensburg  
Germany

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0  
Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29  
E-Mail [info@KUGEL-medical.de](mailto:info@KUGEL-medical.de)  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■

Produktvergleich Hub- und Transportwagen



Modell	Standard	Wettbewerb		
Modellbezeichnung	HTW 50/100			
Verwindungssteife Konstruktion	✓			
Pulverbeschichtung RAL 9007	✓			
Kugelgelagerte Scherenkonstruktion	✓			
Wartungsfreie Kugellager	✓			
Unterrahmen mit Versteifungsprofilen	✓			
U-Profil Rollbahn aus Edelstahl	✓			
Rollbahn mit 5 Tragrollen	✓			
Zentralfeststeller für alle Tragrollen	✓			
Endanschlagprofil aus Edelstahl an Rollbahn	✓			
Schiebebügel abnehmbar	✓			
Schiebebügel aus Edelstahl	✓			
Wandabweiserrollen frontseitig	✓			
Fußhydraulikpumpe mit Übersetzunghebel	✓			
Öltropfwanne für Hydraulikpumpe	✓			
Hydraulikzylinder nach DIN 6020/1	✓			
Stromregelventil nach DIN EN ISO 13849	✓			
Schlauchbruchsicherung nach DIN EN 13849	✓			
Tragfähigkeit 250 kg	✓			
Leichtlaufrollen mit Totalfeststeller	✓			
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	✓			
Kurzer Radabstand zum leichteren Lenken	✓			
Konstruktion aus Edelstahl 1.4301	○			
Tragfähigkeit 350 kg	○			
Drehkranz 360°	○			
Seitliche Kippvorrichtung	○			
Wiegeeinrichtung max. 400 kg	○			
12 Volt Hydraulikantrieb	○			
Sonderhubhöhe 2100 mm	○		Serienmäßig enthalten	✓
Fahrtrieb 24 Volt	○		Nicht im Lieferumfang enthalten	-
Antriebsrolle Rollbahn	○		Optional erhältlich	○