

# WE CREATE SOLUTIONS



## Produktvergleich

Wasch- und Seziertische

WT 10/650 vs. WT 10/655 vs. WT 10/670

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**

Hermann-Köhl-Straße 2 A

DE-93049 Regensburg

Germany

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0

Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29

E-Mail [info@KUGEL-medical.de](mailto:info@KUGEL-medical.de)

[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

**KUGEL**  
*medical*  
■ ■ ■ ■

<b>Modell</b>	<b>Standard</b>	<b>Klappbar</b>	<b>Höhenverstellbar</b>	<b>Wettbewerb</b>
Modellbezeichnung	WT 10/650	WT 10/670	WT 10/655	
Verwindungssteife Konstruktion	✓	✓	✓	_____
Konstruktion aus Edelstahl 1.4301	✓	✓	✓	_____
Tischplatte mit umlaufenden Profilrand	✓	✓	✓	_____
Gefälle zum Ablauf	✓	✓	✓	_____
Unterrahmen mit Versteifungsprofilen	✓	-	✓	_____
Tragfähigkeit 200 kg	✓	✓	✓	_____
Zusammenklappbar	-	✓	-	_____
Wartungsfreie Kugellager	✓	-	✓	_____
Feststellbare Vollgummiräder	✓	-	✓	_____
Von 750 bis 950 mm höhenverstellbar	✓	-	-	_____
Kompatibel mit Wandarbeitsplatz TDS-5	✓	✓	✓	_____
Kompatibel mit Installationssäule INSS 10/680	✓	✓	✓	_____
Serienmäßig enthalten	✓			
Nicht im Lieferumfang enthalten	-			
Optional erhältlich	○			



**KUGEL medical GmbH & Co. KG**

Hermann-Köhl-Straße 2 A  
DE-93049 Regensburg  
Germany

Phone +49 9 41/20 86 48-0

Fax +49 9 41/20 86 48-29

E-Mail [info@KUGEL-medical.de](mailto:info@KUGEL-medical.de)

**[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)**