


Körperauflagebleche



Die Körperstützen sind komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Stabile Profilblechkonstruktion aus 2 mm gebürstetem Edelstahl 100 x 20 mm, links und rechts mit je einer Abkantung zur seitlichen Fixierung am Seziertisch.
1 Set bestehend aus 4 Stück.

Modell KAB-ST 10-30 – Passend für Seziertisch ST 10/100 bis ST 10/300:

Maße B/T/H: 850 x 100 x 20 mm
Typ: KAB ST-10-30
Artikel-Nr.: 010.021.060

Modell KAB-ST 40-50 – Passend für Seziertisch ST 10/400 und ST 10/500:

Maße B/T/H: 750 x 100 x 20 mm
Typ: KAB ST-40-50
Artikel-Nr.: 010.020.065

Perforierte Ausführung:

Modell KAB ST-PER 10-30 - Passend für Seziertisch ST 10/100 bis ST 10/300:

Maße B/T/H: 850 x 100 x 20 mm
Typ: KAB ST-PER 10-30
Artikel-Nr.: 010.021.061

Modell KAB-PER-ST 40-50 – Passend für Seziertisch ST 10/400 und ST 10/500:

Maße B/T/H: 750 x 100 x 20 mm
Typ: KAB ST-PER 40-50
Artikel-Nr.: 010.021.066

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

