

Abdeckung für Hub- und Transportwagen CF-FO-UP-2100



Hub- und Transportwagen mit
Abdeckung



Hub- und Transportwagen mit runter
geklapptem Rahmen



Hub- und Transportwagen mit hoch
geklapptem Rahmen

Klappbare Abdeckung für alle Hub- und Transportwagen fest am Hubwagen montiert. Bestehend aus stabiler Rahmenkonstruktion aus Edelstahl. Die Rahmenkonstruktion kann in Längsrichtung abgeklappt werden ohne dass diese von Transportwagen entfernt wird. Oben liegt eine abnehmbare PVC Abdeckplane in grauer Farbe auf.

Technische Details

Maße B/T/H:

720 x 2110 x 400 mm

Typ:

CF-FO-UP-2100

Artikel Nr.:

050.015.030

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

