

Abdeckung für Unterschränke



Die Abdeckung ist glatt und aus 1,2 mm dickem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), speziell für den anspruchsvollen Labor- und Medizineinsatz gefertigt. Sie ist matt und in Längsrichtung geschliffen. Die Unterseite ist mit einer Spanplatte V100 wasserfest verleimt, vorne mit einer Tropfnase. Gegen Mehrpreis ist auch die Unterseite mit Edelstahl belegt. Ausschnitte, Aufkantungen z.B. hinten, seitlich sowie umlaufender Profilrand sind ebenfalls möglich.

Technische Details:

Maße B/T/H:	800 x 600 x 30 mm
Typ:	A-U-800
Artikel-Nr.:	090.034.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Abdeckung für Unterschränke

Modell A-U-900:

Maße B/T/H: 900 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-900
Artikel-Nr.: 090.034.015

Modell A-U-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-1000
Artikel-Nr.: 090.034.020

Modell A-U-1100:

Maße B/T/H: 1100 x 600 x 30 mm
Typ: A-U-1100
Artikel-Nr.: 090.034.025

Auch erhältlich in den Maßen B/T/H:

1200 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1200	Artikel-Nr.: 090.034.030
1300 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1300	Artikel-Nr.: 090.034.035
1400 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1400	Artikel-Nr.: 090.034.040
1500 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1500	Artikel-Nr.: 090.034.045
1600 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1600	Artikel-Nr.: 090.034.050
1700 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1700	Artikel-Nr.: 090.034.055
1800 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1800	Artikel-Nr.: 090.034.060
1900 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-1900	Artikel-Nr.: 090.034.065
2000 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2000	Artikel-Nr.: 090.034.070
2100 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2100	Artikel-Nr.: 090.034.075
2200 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2200	Artikel-Nr.: 090.034.080
2300 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2300	Artikel-Nr.: 090.034.085
2400 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2400	Artikel-Nr.: 090.034.090
2500 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2500	Artikel-Nr.: 090.034.095
2600 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2600	Artikel-Nr.: 090.034.100
2700 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2700	Artikel-Nr.: 090.034.105
2800 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2800	Artikel-Nr.: 090.034.110
2900 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-2900	Artikel-Nr.: 090.034.115
3000 x 600 x 30 mm	Typ: A-U-3000	Artikel-Nr.: 090.034.120

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

