

Absaugung für Autopsiesäge HB-NR-Set 740



Absaugung mit Autopsiesäge HB-NR-Set 740

Dieser wendige und kompakte Sauger mit Eco-Flachfaltenfiltertechnik wurde speziell für das Ab- und Aufsaugen von giftigem Staub und anderen gefährlichen, in der Luft verteilten Teilchen entwickelt. Aus der Abluft werden 99,97 % aller Partikel gefiltert, die größer als 0,5 µm sind. Für rationelles Arbeiten ist der Sauger mit einer Steckdose ausgestattet, die speziell auf die Autopsiesäge HB 740 abgestimmt ist. Im Standby-Betrieb übernimmt sie das automatische Ein- und Ausschalten der Saugfunktion. Auf dem Sauger kann die Säge abgelegt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Staubsauger für Autopsiesäge HB 740
- 1 Stück Aufhängung für Autopsiesäge
- 1 Stück Absaugglocke
- 1 Stück Werkzeug

Technische Details:

Saugleistung:	1.380 Watt
Laufleistung:	57 l/min
Vakuum:	235 mbar
Netzanschluss:	230 Volt, 50 Hz/60Hz
Behälterinhalt:	35 Liter
Geräuschpegel:	63 dB
Gewicht:	9,5 kg
Typ:	HB-NR-Set-740
Artikel-Nr.:	020.010.250


Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




Absaugung für Autopsiesäge HB-NR-Set 740



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50	Artikel-Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500	Artikel-Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502	Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset ESP-510 für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225



Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Artikel-Nr. 020.010.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

