


Absorbentmatten zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Chemikalien und Öl



Die Absorbentmatten sind hervorragend zum dauerhaften Einsatz im Labor, zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl, geeignet. Die Matten zeichnen sich besonders durch ihre hohe Reiß- und Abriebsfestigkeit sowie ihrer hohen Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichtes aus. Der Packungsinhalt beträgt 200 Stück und die Aufnahmekapazität 96 (L) / VE.

Technische Details:

Maße B/T:	400 x 460 mm
Typ:	ABS-M-200
Artikel-Nr.:	090.020.600

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

