

Anatomie Seziertisch AST 10/700 – S mit Luftabsaugung



Der Seziertisch dient zur Minimierung der Formalinbelastung für die Studenten und das Kurspersonal und ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen. Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301) mit Unterbau aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen angefertigt.

- Auf der Längsrichtung der drei einzelnen Bleche ist in der Mitte ein 30 cm breiter Streifen ohne Lochausschnitte für die Abluft. Außerdem ist ein Gefällsknick von den Längskanten gegen die Mittelachse. Jedes der drei Wannenbleche ist mit zwei Ablauflöchern im Knickbereich versehen. Das Abfließen von Flüssigkeiten wird so gewährleistet.
- Oben befinden sich eine 3-teilige Lochblechauflage ca. 20 mm, ein umlaufender Rand mit Bohrungen $d=10$ mm sowie je 2 Fingerlöcher zum einfachen Herausnehmen der Lochbleche. Der Abluftstutzen (mittig vom Tisch) ist durch einen Abdeckhut vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt.
- Stirnseitig mit je einem großen Bügelgriff aus Edelstahl

Technische Details:

Maße B/T/H:	720 x 2280 x 950 mm
Abluftanschluss:	DN 200
Abluftmenge:	min. 750 m ³ /h
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	AST 10/700-S
Artikel Nr.	019.100.023

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

