

# Anatomie Seziertisch AST 10/700 mit Luftabsaugung



Anatomie Seziertisch AST 10/700 optional mit Arm- und Beinstützen und Halterung für Kanister

Der Seziertisch dient zur Minimierung der Formalinbelastung für Studenten und das Kurspersonal und ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen. Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) mit Unterbau aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen sowie 4 Lenk- und feststellbaren Rädern angefertigt. An der schmalen Seite des Tisches wird eine Leichenmulde eingeschoben und mit einer Klappe verschlossen. Umlaufend hat der Tisch einen ca. 10 mm breiten Spalt an dem die Konservierungsdämpfe abgesaugt werden. Die Oberfläche der Leichenmulde liegt 10 mm tiefer als die Tischoberkante. Unterhalb der Leichenmulde befindet sich eine Auffangwanne mit Prägung zum Ablauf. Der Abluftstutzen ist durch einen Abdeckhut vor dem Eindringen von Flüssigkeit geschützt.

## **Technische Details:**

Maße L/B/H:	2180 x 720 x 850 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Abluftmenge:	min. 750 m <sup>3</sup>
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	AST 10/700
Artikel-Nr.:	010.010.700

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

