

Autopsiesäge HB-740



Die oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern, wird mit einem kugelgelagerten kräftig belüfteten Motor für Wechselstrom 230 Volt, einem Schalter, der in ein stoßfestes Isoliergehäuse eingebaut ist, und einem 5 m langem Anschlusskabel mit Schuko-Stecker geliefert. Der Sägekopf ist aus Leichtmetall, das Getriebe mit Dauerschmierung. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf abgebaut werden. Durch die stufenlose Drehzahlregelung kann die Schwingung des Sägeblattes exakt auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740
- 1 Stück Sägeblatt rund d=50 mm, HB 50
- 1 Stück Segmentsägeblatt d=65 mm, HB 500
- 1 Stück Tiefsägeblatt d=70 mm, HB 502
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter

Technische Details:

Spannung:	220-240 Volt / 50/60 Hz / 250 Watt
Schwingungen:	ca. 12000 - 21000 / min
Typ:	HB-740
Artikel-Nr.:	020.010.200


Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Autopsiesäge HB-740



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50

Artikel-Nr. 020.010.215

Segmentsägeblatt HB 500

Artikel-Nr. 020.010.205

Tiefensägeblatt HB 502

Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset ESP-510 für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225



Kunststoffkoffer für

Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Artikel-Nr. 020.010.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical