

Tragbare wasserfeste Autopsiesäge SF-4000-P



Die Autopsie-Säge SF 4000-P ist eine der einzigen Autopsie-Sägen mit wasserdichtem Griff, die man – ohne sie auseinander nehmen zu müssen – eintauchen und sterilisieren kann. International im Krankenhausbereich genutzt, hat die SF-4000-P bewiesen, dass sie sowohl für den Autopsiebereich als auch für die Nekropsie ein optimales Arbeitsgerät ist.

Herausragende Eigenschaften der SF-4000-P:

- Optimale Handhabung der Säge durch einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
- Schutz vor elektrischen Gefahren durch Niedervolttechnik und vollkommene Wasserdichtigkeit des Handstückes.
- Kein Vibrieren der Säge durch ein perfektes Gleichgewicht
- Ergonomisch geformtes Handstück für ein ermüdungsfreies Arbeiten sowie extrem leise Laufeigenschaften

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Tragbare wasserfeste Autopsiesäge SF-4000-P

Technische Daten:

Stromversorgung:

Eingangsspannung:	230 Volt / 50 Hz
Ausgangsspannung:	40 Volt DC
Normen:	BS5490, IEC529, DIN 40050
Schutzart:	IP 44
Gewicht:	1,7 kg
Kabellänge:	4,0 Meter

Handstück:

Motor:	DC, permanent Magnet
Spannung:	40 Volt DC / 0,75 Amp
Absicherung:	1,5 Amp
Schwingung:	ca. 12000/min.
Konstruktion:	Eloxiertes Aluminium Gehäuse IP 67
Geräuschpegel:	37db(A)
Gewicht:	1,4 kg
Typ:	SF-4000-P
Artikel Nr.:	020.030.080

Standardlieferumfang:

1 Stück	Autopsiesäge SF-4000-P
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 64 mm
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 76 mm
1 Stück	Segmentsägeblatt Radius 51 mm

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

