

# Digitalwaagen mit flexiblem Anzeigegerät



Waage Typ 7755



Waage Typ 7755 Plus mit Standfuß

Die vollelektronische Digitalwaage zum schnellen, zuverlässigen und sicheren Wiegen. Mit nur einer Taste tarieren, wiegen, zuwiegen. Untergehäuse aus Stahl anthrazitfarbig lackiert, Wiegeplattform aus Edelstahl, flexibles Anzeigengehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Betrieb wahlweise über Netzanschluss 230 Volt, 50/60 Hz oder über den eingebauten Akku. Betriebsdauer des Akkus ca. 8 h. Spiralkabel zwischen Wiegeplattform und Anzeigengehäuse ca. 1,5 m.

## Lieferumfang:

- Typ 7755 / 7756 / 7757 mit flexiblem Anzeigengehäuse inkl. Befestigungswinkel und Netzgerät
- Typ 7755-PLUS mit fest montiertem Anzeigestativ und Netzgerät.

## Technische Details:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Maße B/T/H:                 | 310 x 275 x 35 mm |
| Maße Anzeigengehäuse B/T/H: | 260 x 140 x 70 mm |
| Wiegebereich:               | 0 - 15 kg         |
| Genauigkeit:                | 5 Gramm           |
| Gewicht:                    | 4 kg              |
| Typ:                        | 7755-15           |
| Artikel-Nr.:                | 090.010.065       |

Weitere Modelle siehe Rückseite

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



# Digitalwaagen mit flexiblem Anzeigegerät

## **Modell 7755-30:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 30 kg         |
| Genauigkeit:  | 10 Gramm          |
| Gewicht:      | 4 kg              |
| Typ:          | 7755-30           |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.070       |

## **Modell 7755-60:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 60 kg         |
| Genauigkeit:  | 20 Gramm          |
| Gewicht:      | 4 kg              |
| Typ:          | 7755-60           |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.065       |

## **Modell 7755-PLUS-15:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 15 kg         |
| Genauigkeit:  | 5 Gramm           |
| Gewicht:      | 6 kg              |
| Typ:          | 7755-PLUS-15      |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.079       |

## **Modell 7755-PLUS-30:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 30 kg         |
| Genauigkeit:  | 10 Gramm          |
| Gewicht:      | 6 kg              |
| Typ:          | 7755-PLUS-30      |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.080       |

## **Modell 7755-PLUS-60:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 310 x 275 x 35 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 60 kg         |
| Genauigkeit:  | 20 Gramm          |
| Gewicht:      | 6 kg              |
| Typ:          | 7755-PLUS-60      |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.081       |

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



# Digitalwaagen mit flexiblem Anzeigegerät

## **Modell 7756-60:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 520 x 400 x 70 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 60 kg         |
| Genauigkeit:  | 20 Gramm          |
| Gewicht:      | 16 kg             |
| Typ:          | 7756-60           |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.085       |

## **Modell 7756-150:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 520 x 400 x 70 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 150 kg        |
| Genauigkeit:  | 50 Gramm          |
| Gewicht:      | 16 kg             |
| Typ:          | 7756-150          |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.086       |

## **Modell 7757-150:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 660 x 545 x 85 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 150 kg        |
| Genauigkeit:  | 100 Gramm         |
| Gewicht:      | 28 kg             |
| Typ:          | 7757-150          |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.090       |

## **Modell 7755-PLUS-30:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Maße B/T/H:   | 660 x 545 x 85 mm |
| Wiegebereich: | 0 - 200 kg        |
| Genauigkeit:  | 200 Gramm         |
| Gewicht:      | 28 kg             |
| Typ:          | 7757-200          |
| Artikel-Nr.:  | 090.010.091       |

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

