

Färbetisch FT-1000 – FT-2500

Wandarbeitsplätze



Sonderausführung: Tisch mit Spültischmischbatterie und Formalinausguss dargestellt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Spezialarbeitstisch für garantiertes schadstofffreies Arbeiten mit histologischen Präparaten. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Der Färbetisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
- Stabiler Selbsttragender Unterbau mit verstellbaren Füßen
- Geringe Bauhöhe des Oberaufbaues dadurch große Beinfreiheit
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche (ca. 10 mm tiefer als Rand) Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4 m/sec
- Integrierter Abluftstutzen mit Volumenstromregelung
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Anschlussstutzen für Abluft wahlweise rechts oder links

Technische Details:

Maße B/T/H:	1000 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 600 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 840 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1000
Artikel-Nr.:	060.030.010

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Färbetisch FT-1000 – FT-2500

Wandarbeitsplätze

Modell FT-1250:

Maße B/T/H:	1250 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 800 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1090 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1250
Artikel-Nr.:	060.030.015

Modell FT-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1000 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1340 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	FT-1500
Artikel-Nr.:	060.030.020

Modell FT-1750:

Maße B/T/H:	1750 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1200 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1590 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 250
Typ:	FT-1750
Artikel-Nr.:	060.030.025

Modell FT-2000:

Maße B/T/H:	2000 x 750 x 750 mm
Abluftmenge:	Min. 1400 m³/h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Perforierte Arbeitsfläche:	ca. 1840 x 670 mm
Kalt- / Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 250
Typ:	FT-2000
Artikel-Nr.:	060.030.030

Modell FT-2250	2250 x 750 x 750 mm	060.030.035
Modell FT-2500	2500 x 750 x 750 mm	060.030.040

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

