

Feuerbeständiger Sicherheits-Flügeltürenschränk mit 1 Flügeltüre zur Lagerung von Gefahrngutstoffen in Arbeitsräumen



Der feuerfeste Sicherheits-Flügeltürenschränk ist besonders zur Lagerung von Gefahrngutstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 geeignet. Im Brandfall schließt die Flügeltür selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung. Die Entsorgungsschubladen sind serienmäßig mit 3 Auszügen und einem Erdungskabel inkl. Klemme ausgerüstet.

Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	600 x 615 x 1298 mm
Innenmaße B/T/H:	450 x 520 x 1070 mm
Auffangvolumen je Auszug:	ca. 5 Liter
Eigengewicht:	ca. 170 kg
Tragkraft je Auszüge:	je 25 kg
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14470-1
Abluftanschluss:	DN 75
Luftmenge:	ca. 2m ³ / Stunde
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SIHS-600
Artikel-Nr.:	090.020.520

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■