

Feuerbeständiger Sicherheits-Flügeltürenschränk mit 2 Flügeltüren zur Lagerung von Gefahrngutstoffen in Arbeitsräumen



Der feuerfeste Sicherheits-Flügeltürenschränk ist besonders zur Lagerung von Gefahrngutstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 geeignet. Im Brandfall schließen die Flügeltüren selbständig durch die integrierte Thermo-Auslösung.

Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	1200 x 615 x 1968 mm
Innenmaße B/T/H:	1050 x 520 x 1740 mm
Eigengewicht:	ca. 420 kg
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14470-1
Abluftanschluss:	DN 75
Luftmenge:	ca. 9m ³ / Stunde
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SIHS-1200
Artikel-Nr.:	090.020.500

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■