

Höhenverstellbarer Großtiersektionstisch GST-E-2000 – GST-E-2950



Der Großtiersektionstisch besteht aus einer stabilen Scherenhubtischkonstruktion, der Stahl ist lackiert. Er besitzt ein eingebautes Hydraulikaggregat zur stufenlosen Höhenverstellung. Ein starker Motor und Zylinder mit hartverchromten Kolbenstangen macht diesen Tisch geeignet für harte Einsätze mit bis zu 100 Hubspielen pro Tag. Die Seziertischplatte ist komplett aus geschliffenem Edelstahl angefertigt. Ein sehr stabiler Unterbau sorgt für ausreichende Stabilität auch bei großer Belastung. Die Seziertischplatte hat einen hohen umlaufenden Rand sowie ein Gefälle zu einer Längsseite bzw. zu den Abläufen hin. Serienmäßig wird der Hubtisch mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgeliefert:

- Notsenkvorrichtung und mechanischer Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- Geräuscharm
- Wartungsfreie Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Netzanschluss 400 V

Technische Daten:

Maße Seziertischplatte B/T: 2000 x 1000 mm
Maße Unterbau B/T ca.: 1500 x 800 mm
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm
Tragfähigkeit: max. 1000 kg
Typ: GST-E-2000
Artikel-Nr.: 010.015.110

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Höhenverstellbarer Großtiersektionstisch

GST-E-2000 – GST-E-2950

Modell GST-E-2500:

Maße Seziertischplatte B/T: 2500 x 1000 mm
Maße Unterbau B/T ca.: 1500 x 800 mm
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm
Tragfähigkeit: max. 1000 kg
Typ: GST-E-2500
Artikel-Nr.: 010.015.100

Modell GST-E-2950:

Maße Seziertischplatte B/T: 2950 x 1000 mm
Maße Unterbau B/T ca.: 2000 x 800 mm
Hubhöhe: von ca. 400 bis 1400 mm
Tragfähigkeit: max. 1000 kg
Typ: GST-E-2950
Artikel-Nr.: 010.015.132

Zubehör:

Schiebebügel für alle GST-XXX
Großtierseziertische

Artikel Nr. 019.400.007



KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■