

Elektronische Hängewaage mit Aufsatzgestell EHW-20-ASG



Eine sehr stabile Hängewaage für kleinere Lasten kombiniert mit einer abnehmbaren Wiegeschale aus Edelstahl. Betriebsbereit durch die serienmäßig mitgelieferten Batterien (3 x 1,5 V). Die Waage verfügt zur Batterieschonung über eine AUTO-OFF-Funktion bei ausbleibender Laständerung nach drei Minuten. Lieferung inkl. Aufsatzgestell aus Edelstahl mit 4 Gummifüßen. Diese Ausführung ist optimal in Verbindung mit einem Seziertisch nutzbar.

Technische Details:

Maße Gestelle B/T/H:	550 x 425 x 850mm
Wiegebereich:	max. 15 kg
Genauigkeit:	20 Gramm
Typ:	EHW-20-ASG
Artikel-Nr.:	090.012.045

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

