

Hydroaspirator HS 100



Die Hochleistungs- Wasserstrahlpumpe ist mit einem stabilen, komplett verchromten Metallgehäuse ausgestattet und zeichnet sich besonders durch die leichte und einfache Handhabung aus. Das Gehäuse ist vollständig zerlegbar. Der direkte Wasseranschluss mit 1/2" Gewinde inklusive Umstellhebel ermöglicht ein einfaches und schnelles Umschalten zwischen "Saugen" und "Spülen" des Gerätes. Inklusive eingebauten Rückschlagventil mit min. Wasserdruck von 4 bar.

Technische Details:

Material:	Metall verchromt
Länge:	ca. 160 mm
Typ:	HS 100
Artikel-Nr.:	010.010.080

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■