

Installationssäule INSS 10/680



Die Installationssäule ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) angefertigt und mit einer Kupplungseinheit zum Andocken an den Wasch- und Seziertisch WT 10/650 ausgestattet. Oben befindet sich eine glatte Arbeitsplatte mit nahtlos eingeschweißtem Waschbecken 500 x 400 x 200 mm inklusive Standrohrventil und einer Einhebelmischbatterie für Kalt- und Warmwasser. An der Linken Seite der Säule ist eine Einhebelmischbatterie mit 3 m Brauseschlauch und Handbrause montiert. An der rechten schmalen Seite ist eine Revisionsöffnung für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Technische Details:

Maße B/T/H:	900 x 550 x 850 mm
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 – ANSI 304)
Typ:	INSS 10/680
Artikel-Nr.:	010.010.680

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Installationssäule INSS 10/680



Installationssäule INSS 10/680 mit großem Auffangtrichter



Auffangtrichter der Installationssäule mit Siebeinsatz

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

