


Kleintierseziertisch KST 100x75-F- KST bis 150x75-F – fahrbare Ausführung



Der Kleintierseziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), mit Unterbau aus stabilen, verwindungssteifen Edelstahlprofilen angefertigt. Die feststellbaren Vollgummiräder mit einem Ø von 125 mm sind mit Spezialkugellagern ausgestattet, dauergeschmiert, wartungsfrei und sorgen für einen geräuschfreien Transport.

Die Seziertischplatte ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand, sowie einer diagonalen Prägung und Gefälle zum Ablauf hin ausgestattet. Der umlaufende Rand ist hinten ca. 30 mm, vorne ca. 60 mm hoch, um alle anfallenden Flüssigkeiten gut zum Ablauf hin zu führen, ohne dass diese über den Rand laufen können.

Technische Daten:

Maße B/T/H:	1000 x 750 x 850 mm
Räder:	Ø 125 mm
Tragfähigkeit:	max. 150 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	KST 100x75-F
Artikel-Nr.:	010.015.302


Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Kleintierseziertisch KST 100x75-F- KST bis 150x75-F – fahrbare Ausführung



Modell KST 120-75-F:

Maße B/T/H:	1200 x 750 x 850 mm
Räder:	Ø 125 mm
Tragfähigkeit:	max. 150 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	KST 120x75-F
Artikel-Nr.:	010.015.300

Modell KST 150-75-F:

Maße B/T/H:	1500 x 750 x 850 mm
Räder:	Ø 125 mm
Tragfähigkeit:	max. 150 kg
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	KST 150x75-F
Artikel-Nr.:	010.015.325

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

