

Knochensäge K 220



Die kompakte und leistungsstarke Knochensäge K 220 ist ideal zum Sägen von Knochen geeignet. Das Edelstahlgehäuse präsentiert sich in elegantem Design und entspricht mit seinen glatten Oberflächen und großen Übergangsradien höchsten Hygienestandards. Zur Reinigung ist der Tisch hochklappbar und die Türen weit zu öffnen. Für einen dauerhaft perfekten Schnitt sorgen das Präzisionssägeband mit hochverschleißfester und enger Bandführung. Alle beweglichen Teile sind leicht zu reinigen und einfach aus- bzw. einzubauen. Die Knochensäge überzeugt auch bei der Sicherheit: Materialdrücker, die sichere Abdeckung von Rad und Sägeblatt sowie eine spritzwasserfeste Elektroinstallation. Die Säge für den Ortsfesten Einsatz ist optional auch mit Untergestell lieferbar. Langlebige Gummipuffer sorgen für stabilen und vibrationsfreien Stand.

Technische Details:

Raddurchmesser:	220 mm
Bandsägeblatt:	1820 x 16 mm
Bandgeschwindigkeit:	16 m/sek.
Schnitthöhendurchlass:	230 mm
Schnittseitendurchlass:	185 mm
Schnitthub:	215 mm
Tischabmessungen B/T/H:	405 x 555 x 385 mm
Maschinenabmessungen B/T/H:	515 x 595 x 930 mm
Motorleistung / Schutzart:	1,1 / IP 54
Motordrehzahl:	1420 1/min
Motorspannung / Drehstrom:	230 / 400 V
Nennstrom:	4,7 / 2,7 V
Motorbremse:	serienmäßig
Gewicht:	ca. 85 kg
Typ:	K 220
Artikel Nr.:	020.020.010

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Knochensäge K 220



Bandführung

Für eine sichere Schnittführung und exakte Schnitthaltigkeit sorgt die präzise und enge Führung des Bandsägeblattes. Die rostfreien Bandführungen sind hochverschleißfest und haben beste Gleiteigenschaften.



Reinigung

Für eine perfekte Reinigung lassen sich die Türen weit öffnen und der Tisch einfach hochklappen. Für die Einhaltung maximaler Hygiene sorgen leicht zu reinigende glatte Oberflächen und große Übergangsradien.



Bandeinstellung

Über die Schnellspannvorrichtung lässt sich das Sägeband einfach wechseln. Zur Einstellung des Bandlaufes wird das obere Laufrad über den rückseitigen Sterngriff justiert. Die balligen Lauflächen der rostfreien Laufräder garantieren die sichere Positionierung des Sägebandes und den Erhalt der Zahlschränkung.



Optional

Als Option können wir ein Untergestell für die Säge anbieten. Dieses Untergestell ist mit der Tischsäge verschraubbar und für eine Arbeitshöhe von 920 mm geeignet.
Artikel-Nr. 020.020.015

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

