

# Lochbleche für Seziertische LBA-ST-xxx



## Lochblechauflage passend für Seziertische:

- ST 10/100 (dreh- und höhenverstellbar)
- ST 10/150 (höhenverstellbar)
- ST 10/200 (drehbar)
- ST 10/300 (feststehend)

## Hauptmerkmale:

- 3-teilige Ausführung
- stabile Konstruktion aus 2 mm dicken 1.4301 Edelstahl
- leicht zu entnehmen
- mittig der Arbeitsfläche keine Perforation

## Technische Details:

Typ: LBA-ST-xxx  
Artikel Nr.: 010.010.988

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

