

Mobiles Umluft – Aktivkohlefiltersystem AK-ULS-1000-F



Aktivkohleumlufsystem passend für Zuschneidetische bestehend aus:
stabilem Edelstahlgehäuse mit 4 lenkbaren und feststellbaren Rädern, vorne eine große Revisionsöffnung zur leichten und einfachen Entnahme der Filterpatrone, Rückseite mit Ausblasgitter und Filterflies.

Aktivkohlefilterpatrone mit Kaliumpermanganat Imprägnierung:

Max. Arbeitstemperatur:	+80 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit:	70%
Max. Luftmenge:	ca. 1000 m³/h
Geräuschpegel:	ca. 55 db (A)

Die Filterpatrone kann sehr einfach über eine Revisionsöffnung ausgetauscht werden.

Technische Details:

Abluftventilator:

Geschwindigkeit:	2120 1/min
Spannung:	230 V/ 50Hz
Leistungsaufnahme:	128 Watt / 0,55 Amp. Inkl. Geschwindigkeitsregler Inkl. Arbeitsstundenzähler
Abluftanschluß:	DN 246
Maße B/T/H:	1200 x 520 x 630 mm
Typ:	AK-ULS-1000-F
Artikel-Nr.:	060.260.021

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

