




Improved design: body tray LM 80/010

Verbessertes Design: Leichenmulde LM 80/010



Pros

Vorteile

- ⊕ seamless deep drawn design made of 304 stainless steel
- ⊕ no welded corners or edges, hence easy to clean
- ⊕ with 2 stainless steel handles on each end
- ⊕ brushed surfaces
- ⊕ 200 kg carrying capacity
- ⊕ surfaces resistant to cleaning agents and disinfectants

- ⊕ nahtlos tiefgezogene Ausführung aus 304 Edelstahl
- ⊕ leichte Reinigung, da keine geschweißten Ecken und Kanten
- ⊕ mit je 2 Edelstahl-Bügelgriffen an den Schmalseiten
- ⊕ gebürstete Oberflächen
- ⊕ 200 kg Tragfähigkeit
- ⊕ Oberflächen resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Subject to technical modifications as required by product improvements (Version 04/2019)
Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten (Version 04/2019)