

Operationstisch höhenverstellbar OPT 75-100



OP Tisch mit hydraulischer Höhenverstellung. Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren sowie gegenüber den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig. Alle Funktionen sind mechanisch.

Gestell

- Werkstoff Edelstahl 1.4301
- Oberfläche geschliffen ohne Schweißnähte, mit abgerundeten Ecken und Kanten
- Antidröhnbelag
- Hydraulikmechanismus zur Höhenverstellung der OP Tischplatte mit Fußpedalen

Tischplatte

- Werkstoff Edelstahl 1.4301
- Oberfläche 340 Korn geschliffen, mit abgerundeten Ecken und Kanten
- aus der Horizontale um 40° ausschwenkbar
- Beiderseitige Gleitschienen aus Edelstahl zur Aufnahme von Zubehörteilen
- an jeder Längskante sind je zwei verschiebbare Fixierungseinrichtungen für die Extremitäten angebracht
- integrierte Bleipanzerung

Technische Details:

Maße B/T/H: 130 x 90 x 75 - 105 cm
Traglast: 200 kg
Typ: OPT 75-100
Artikel Nr.: 019.300.030

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical