

Elektronische Organwaage mit Wiegeschale EOW 30



Die vollelektronische Waage für präzise Gewichtsanzeige ist ausgestattet mit einer großen benutzerfreundlichen LCD-Anzeige, 20 mm hoch. Die Gewichtseinheit ist umschaltbar zwischen kg und lbs. Die Waage verfügt über eine automatische Nullstellung, Tara- und Hold-Funktion. Die Edelstahlschale ist zu Reinigungszwecken abnehmbar. Lieferung mit Akku und Netzteil.

Technische Details:

Maße B/T/H:	535 x 241 x 330 mm
Wiegebereich:	0 g bis 30 kg
Genauigkeit:	1 Gramm
Typ:	EOW-30
Artikel-Nr.:	090.010.095

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

