


Regalwagen aus Edelstahl RW-4 – RW-15 für Nasspräparateschränke



Die stabile Konstruktion ist komplett aus Edelstahl Quadratrohr 25 x 25 mm. Zur Aufnahme von Kunststoff Trays oder Edelstahlbehälter. Je Seite 2 Stück eingeschweißte Auflageschienen, inkl. 4 Wandabweiserrollen, 4 Räder d= 125 mm, 2 feststellbar.

Edelstahlbehälter müssen separat bestellt werden und sind in folgenden Tiefen erhältlich: 20 mm, 40 mm, 65 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1039 mm
Anzahl der Regalfächer:	4
Typ:	RW-4
Artikel-Nr.:	090.020.225

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Regalwagen aus Edelstahl RW-4 – RW-15 für Nasspräparateschränke

Modell RW-6:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1670 mm
Anzahl der Regalfächer:	6
Typ:	RW-6
Artikel-Nr.:	090.020.220

Modell RW-9:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1785 mm
Anzahl der Regalfächer:	9
Typ:	RW-9
Artikel-Nr.:	090.020.229

Modell RW-15:

Maße B/T/H:	715 x 535 x 1800 mm
Anzahl der Regalfächer:	15
Typ:	RW-15
Artikel-Nr.:	090.020.227