

Säuren- und Laugenschrank inkl. Tablarauszügen mit Kunststoffauffangwannen



Abbildung: Säuren- und Laugenschrank mit 3 Tablarauszügen

Der Säuren- und Laugenschrank mit 4 bzw. 6 Tablarauszügen ist besonders für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Säuren und Laugen geeignet. Die Tablarauszüge haben eine stabile Konstruktion, in jedem Auszug befindet sich eine herausnehmbare, flüssigkeitsdichte und hochbeständige Kunststoffwanne. Die Tragkraft je Auszug beträgt 25 kg (gleichmäßig verteilte Last).

Die getrennte und gleichmäßige Entlüftung der Lagerkammern erfolgt über nur einen Anschluss (Außendurchmesser 75 mm). Umlaufende Kunststoffdichtungen verhindern das Entweichen schädlicher Dämpfe aus dem Innenraum.

Ein hoher Korrosionsschutz wird durch die Schließmechanik außerhalb des Lagerraums garantiert. Der Innenkorpus besteht aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten. Die Luftkanäle sind metallfrei und korrosionsbeständig.

Die Verriegelung erfolgt mit Profilzylinder, der Säuren- und Laugenschrank kann einfach in vorhandene Schließanlagen integriert werden.

Technische Details:

Außenmaße B/T/H:	ca. 600 x 605 x 1970 mm
Innenmaße B/T/H:	4 Kammern je ca. 485 x 565 x 930 mm
Maße der Wanne B/T/H:	430 x 475 x 80 mm
Eigengewicht:	ca. 125 kg
Tragkraft je Auszug:	25 kg
Abluftanschluss:	DN 75
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14727
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SL.196.60-4
Artikel-Nr.:	090.020.585

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Säuren- und Laugenschrank inkl. Tablarauszügen mit Kunststoffauffangwannen

Modell SL.196.60-6:

Außenmaße B/T/H:	ca. 600 x 605 x 1970 mm
Innenmaße B/T/H:	6 Kammern je ca. 485 x 565 x 930 mm
Maße der Wanne B/T/H:	430 x 475 x 80 mm
Eigengewicht:	ca. 125 kg
Tragkraft je Auszug:	25 kg
Abluftanschluss:	DN 75
Kennzeichnung:	nach DIN EN 14727
Lackierung:	Lichtgrau RAL 7035
Typ:	SL.196.60-6
Artikel-Nr.:	090.020.590

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

