

Schneidebretter aus PE-Material



Das Schneidebrett ist komplett aus Polyethylen gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 20 mm. Unten sind 4 Füße mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 20 mm angebracht. Das Schneidebrett ist nicht für thermische Sterilisation geeignet.

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	20 mm PE-Material
Typ:	SB-PE-50/40
Artikel-Nr.:	060.012.010

Zubehör:

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum aufstecken auf das Schneidebrett

Länge:	300 mm
Material:	Edelstahl
Typ:	LIN-SB 300
Artikel-Nr.:	060.019.031

Weitere Modelle siehe Rückseite

Sondermaße auf Anfrage erhältlich

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Schneidebretter aus PE-Material

Schneidebrett aus PE-Material mit Rille

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	PE-Material
Rille:	ca. 16 mm Breit und 10 mm Tief
Typ:	SB-PE-50/40-R
Artikel:	060.012.013

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

