

Seziertisch ST 10/300

Feststehende Ausführung



Dargestelltes Model ST 10/100 mit zusätzlicher Einhebelmischbatterie am Becken

Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeitetem Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil und Siebeinsatz ausgestattet. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung, ein Gefälle zum Ablauf hin und eine komplett geschlossene Unterseite mit wasserfester Antidröhnunterleimung. Der Ablauf wird mit einem Restesiebeinsatz geliefert. Alle Versorgungsmedien verlaufen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar.

Der Seziertisch ST 10/300 enthält folgende Merkmale:

- Kniehebelmischbatterie für Kalt- und Warmwasser an der Mittelsäule
- 3 m Brauseschlauch inkl. Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung
- Elektro- und Wasserversorgung vorinstalliert
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 bzw. EN DIN 1717 sind bauseitig zu erfüllen

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 850 x 850 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Hub-Tragkraft:	300 kg
Typ:	ST 10/300
Artikel-Nr.:	010.010.300

Optional 450 kg Hub-Tragkraft gegen Aufpreis erhältlich – Artikel-Nr.: 010.010.858

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

