

Seziertisch ST 10/350

Feststehende Ausführung



Der Seziertisch ST 10/350 steht auf einer Installationssäule sowie auf einem Abstützfuß mit Höhenverstellung. Der Tisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) gefertigt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeiteten Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil versehen. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung und ein Gefälle zum Ablauf hin. Der Ablauf der Auflagefläche ist mit dem Ablauf des Beckens verbunden. Die Medienanschlüsse liegen innerhalb der Mittelsäule und sind über eine Revisionsöffnung jederzeit gut erreichbar.

Der Seziertisch ST 10/350 enthält folgende Merkmale:

- Kniehebelsmischbatterie für Kalt- und Warmwasser
- 3 m Brauseschlauch inkl. Handbrause
- 2 Steckdosen in wassergeschützter Ausführung 230 Volt – deutsche Ausführung
- Elektro- und Wasserversorgung innerhalb der Mediensäule sind bauseitig zu installieren
- Die Sicherheitseinrichtungen für Trinkwasser nach DIN 1988 Teil 4 bzw. EN DIN 1717 sind bauseitig zu erfüllen

Technische Details:

Maße L/B/H: 2600 x 850 x 850 mm
Spannung: 230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Tragfähigkeit: max. 300 kg
Typ: ST 10/350
Artikel-Nr.: 010.010.350

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Seziertisch ST 10/350

Feststehende Ausführung



Abnehmbare Ablagebox aus Edelstahl
Maße B/T/H: 830 x 200 x 60 mm
Typ: AB-ST350-830
Artikel-Nr.: 010.010.355



Körperauflagebleche aus Edelstahl
Maße B/T/H: 830 x 200 x 60 mm
Typ: KAB ST-10-30
Artikel-Nr.: 010.021.060

Nackenstütze aus schwarzem Gummi
Maße B/T/H: 150 x 120 x 120 mm
Typ: NS 10
Artikel-Nr.: 010.020.080

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical