

Seziertisch ST 10/400

Feststehende Ausführung



Der Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) mit Unterbau aus stabilen verwindungssteifen Edelstahlprofilen gefertigt. Die Auflagefläche ist mit einem hohen umlaufenden Profilrand und einem nahtlos eingearbeitetem Organbecken 400 x 500 x 200 mm mit Standrohrventil und Siebeinsatz ausgestattet. Die Tischplatte hat eine diagonale Prägung und ein Gefälle zum Ablauf hin mit wasserfester Antidröhnunterleimung. Die Abläufe von Becken und Auflagefläche sind zusammengeführt, Lieferung inklusive Siphon.

Technische Details:

Maße L/B/H:	2600 x 750 x 850 mm
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	ST 10/400
Artikel-Nr.:	010.010.400

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

