

TOP NEWS



01

2015

***TRANSPORTWAGEN TW 52/800 MIT
EINGEBAUTEM FAHRANTRIEB***

***TW 52/800 TRANSPORT TRUCK WITH
INTEGRATED TRACTION DRIVE***

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

TRANSPORT TRUCK TW 52/800 MIT EINGEBAUTEM FAHRANTRIEB FÜR LANGE TRANSPORTWEGE



Der tägliche Umgang mit Verstorbenen bringt immer viele Herausforderungen mit sich. Nicht nur die **Übernahme aus Betten** sondern auch der oftmals **lange Transport vom Krankenzimmer bis zur Pathologie** kann manchmal sehr kraftaufwändig sein. Nach ausgiebigen Produkttests und der stetig wachsenden Nachfrage unserer Kunden haben wir speziell für diese Bedürfnisse das perfekte Transportsystem entwickelt – unseren **Transportwagen TW 52/800**

Dealing with deceased persons always involves a lot of challenges. Sometimes it takes a lot of physical effort not only to **lift a corps out of the hospital bed** but also to transport it **from the hospital room to the morgue due to long routes of transport**. After in-depth product reviews and because of increasing demand on our customers' side, we developed the perfect transport solution especially for this issue - our **Transport Truck TW 52/800**

Der Oberaufbau verfügt über eine Rollbahn aus Edelstahl mit Tragrollen, sowie eine Haltevorrichtung für die Leichenmulde und einem fest angeschweißten Schiebebügel. Um Ihnen die Umlagerung von Verstorbenen so einfach und angenehm wie möglich zu machen haben wir zudem eine **elektrische Höhenverstellung mit auswechselbarem Akku** eingebaut. Die beiden Hubsäulen können unabhängig voneinander in beide Richtungen **bis ca. 25° gekippt** werden.

The top of the transport truck consists of a roller track made of stainless steel with carrying rollers as well as a holding device for body trays. A handlebar is welded on top of the truck. Additionally, it includes an **electrical height-adjustment with a replaceable accu** to facilitate as much as possible the transfer of corpses. The lifting columns can be **tilted independently of each other by up to approximately 25°**.

Zusätzlich ist der Transportwagen mit einem **elektrischen Fahrtrieb** ausgestattet, der ein **einfaches und müheloses Transportieren** auch bei hoher Beladung gewährleistet. Die Transportgeschwindigkeit kann stufenlos am **Bedienpanel** eingestellt werden.

Moreover, the transport truck is equipped with an **electric traction drive** which guarantees for **simple and effortless transport** even when the truck is heavily loaded. The transport speed can be adjusted smoothly by means of a **control panel**.

TRANSPORT TRUCK TW 52/800 WITH INTEGRATED TRACTION DRIVE FOR LONG ROUTES OF TRANSPORT



Da nicht nur einzelne Produkteigenschaften sondern auch **vielseitiger Einsatz** eine immer größer werdende Rolle in der Produktentwicklung spielen, haben wir zudem eine Transportlösung mit einer fest verbauten Waschtischplatte entwickelt.

Vorteil hierbei ist vor allem, dass der zusätzliche Kauf eines separaten Waschtisches wegfällt, da die Waschtischplatte vollkommen unkompliziert an eine Installationssäule angedockt werden kann und der Transportwagen somit ganz einfach in einen Waschtisch umfunktioniert werden kann.

However, since not only distinct product features but also the **possibilities of versatile use are** gaining more and more importance, we also developed a transport solution with a fixed installed washing plate. The **key advantage here is that it is not necessary to purchase a separate washing table**. Due to the fact that the washing plate can be easily docked to an installation column, meaning that the transport truck can be used as a washing table without further ado.

HAUPTVORTEILE IM ÜBERBLICK

- Für lange Transportwege geeignet
- Einfache Übernahme vom Krankenbett auf die Leichenmulde
- Kompatibel mit Installationssäule INSS 10/680 – somit der perfekte Waschtisch
- Lieferung erfolgt inkl. Schnellladegerät
- Konstruktion komplett aus Edelstahl
- Bis zu 300 kg belastbar
- Stufenlose Verstellung der Transportgeschwindigkeit
- Akku inkl. Batterieanzeige
- Geräuschfreier Lauf durch dauergeschmierte Spezialkugellager
- wartungsfrei

MAIN ADVANTAGES AT A GLANCE

- Suitable for long routes of transport
- Easy transfer of corps from hospital beds onto body trays
- Compatible with Installation Column INSS 10/680 – consequently the perfect washing table
- Delivery includes rapid charger
- Completely made of stainless steel
- Carrying capacity of up to 300 kg
- Smooth adjustment of transport speed
- Accu includes battery display
- Silent movement thanks to permanently lubricated special roller bearings
- Maintenance-free

TECHNISCHE DETAILS

TECHNICAL DETAILS



AUSFÜHRUNG TW 52/800 MIT ROLLBAHN:

Maße B/T/H: 2130 x 750 x 650 / 1050 mm
Hubbereich: 400 mm
Tragfähigkeit: max. 300 kg
Material: geschliffener Edelstahl
(Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: TW 52/800
Artikel-Nr.: 050.150.095

MODEL TW 52/800 WITH ROLLER TRACK:

Dimensions W/D/H: 2130 x 750 x 650 / 1050 mm
Lifting range: 400 mm
Carrying capacity: max. 300 kg
Material: brushed stainless steel
(Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Type: TW 52/800
Article No.: 050.150.095

AUSFÜHRUNG TW 52/800-WTP MIT WASCHTISCHPLATTE:

Maße B/T/H: 2330 x 750 x 650 / 1050 mm
Tragfähigkeit: max. 300 kg
Material: geschliffener Edelstahl
(Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: TW 52/800-WTP
Artikel-Nr.: 050.150.096

MODEL TW 52/800 WITH WASHING PLATE:

Dimensions W/D/H: 2330 x 750 x 650 / 1050 mm
Carrying capacity: max. 300 kg
Material: brushed stainless steel
(Material No. 1.4301 – ANSI 304)
Type: TW 52/800-WTP
Article No.: 050.150.096



Weitere Informationen zu unseren Pathologieeinrichtungen finden Sie in den Hauptkatalogen oder online auf www.KUGEL-medical.de!

More information about our pathology equipment can be obtained from our main catalogues or online at www.KUGEL-medical.de!

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2 A
DE – 93049 Regensburg
GERMANY

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0
Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29
E-Mail info@KUGEL-medical.de
www.KUGEL-medical.de

KUGEL
medical
■ ■ ■ ■