

UVC Entkeimungssystem UVC-2004



UVC- Entkeimungssysteme sind seit vielen Jahren bewährte Geräte zur direkten und wirkungsvollen Raumlufthdesinfektion. Ihren vornehmlichen Einsatz finden sie in Räumen mit besonders hohem Keimrisiko, beispielsweise in Laboren. Die Strahlungsleistung der D2004 Systeme ist äußerst hoch. Sie wirkt nicht nur auf das umgebende Raumluftvolumen, sondern auch auf Oberflächen. Gegensätzlich zu chemischen Verfahren besteht bei der UVC-Entkeimung nicht die Gefahr einer mutationsbedingten Resistenz der Organismen. UV-empfindliche Gegenstände und Produkte müssen vor der direkten Bestrahlung geschützt werden. Auch Personen dürfen sich nicht längere Zeit ohne Schutz in dem Bereich aufhalten. Geräteeinheit mit einer High Efficiency UVC Röhre, 20 W (5,6 Watt)

Technische Details:

Spannung:	230 Volt/ 50 Hz
Anschlusskabel:	ca. 1,5 m
Schutzart:	IP 54
Typ:	UCV-2004
Artikel-Nr.:	040.400.010

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■