

Unterbauschrank mit 5 Schubladen



Hier dargestellt: Unterbauschränke mit 4 bzw. 3 Schubladen

Unterbauschrank mit Schubladen. Stabile, selbsttragende Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304), gemäß DIN 18860. Korpus in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung, Rückwand einwandig gefertigt. Schubladenblende in doppelwandiger, geräuschkämmender Ausführung mit umlaufender Dichtung. Schubladen mit 4/5 Teleskopauszug und Bügelgriff, Griffgröße ca. 96 mm. Ausgestattet mit 90 mm Sockelblende.

1. Schublade von oben: 150 mm
2. Schublade von oben: 150 mm
3. Schublade von oben: 150 mm
4. Schublade von oben: 150 mm
5. Schublade von oben: 150 mm

Technische Details:

Maße B/T/H:	400 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen:	5 Edelstahlschubladen
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	UBS-SB-5-400
Artikel-Nr.:	090.032.200

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Unterbauschrank mit 5 Schubladen

Modell UBS-SB-5-500:

Maße B/T/H: 500 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-500
Artikel-Nr.: 090.032.205

Modell UBS-SB-5-600:

Maße B/T/H: 600 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-600
Artikel-Nr.: 090.032.210

Modell UBS-SB-5-800:

Maße B/T/H: 800 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-800
Artikel-Nr.: 090.032.215

Modell UBS-SB-5-900:

Maße B/T/H: 900 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-900
Artikel-Nr.: 090.032.220

Modell UBS-SB-5-1000:

Maße B/T/H: 1000 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-1000
Artikel-Nr.: 090.032.225

Modell UBS-SB-5-1200:

Maße B/T/H: 1200 x 585 x 780 / 870 mm
Schubladen: 5 Edelstahlschubladen
Material: Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ: UBS-SB-5-1200
Artikel-Nr.: 090.032.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

