

Untersuchungsleuchte MF-13



Mobile Untersuchungsleuchte mit 4-Fuß-SWING-Stativ

Technische Details:

Beleuchtungsstärke bei 1 m Abstand:	60.000 Lux
Farbwiedergabe-Index Ra bei 4300 Kelvin:	95
Farbwiedergabe-Index R9 bei 4300 Kelvin:	94
Farbtemperatur:	4300 K
Fokussierbare Leuchtfeldgröße:	17 cm - Fix Fokus
Arbeitsabstand:	ca. 700 - 1400 mm
Leuchtenkörperdurchmesser:	330 mm
LED Lampe:	28 Watt – 24 V DC
Netzanschluss:	230 Volt
Lackierung:	weiß RAL 9010
Höhenverstellung:	1230 mm
Gewicht:	ca. 20 kg
Typ:	MF-13
Artikel Nr.:	090.200.010

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■