

Wandarbeitsplatz TDS-5



Wandhängende Arbeitstischanlage TDS-5

Wandhängende Arbeitstischanlage passend zum Wasch- und Seziertisch WT 10/655
In Verbindung mit dem höhenverstellbaren Wasch- und Seziertisch WT 10/655 stellt dieser Spezialarbeitstisch ein Optimum an Arbeitskomfort speziell beim Sezieren und Präparieren dar. Für ein schadstofffreies Arbeiten beim Zuschneiden und Präparieren sorgt eine perforierte Arbeitsfläche. Die Luft wird hier direkt nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Der Wandarbeitsplatz ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

Der Wandarbeitsplatz TDS-5 enthält folgende Merkmale:

- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
- Perforierte Arbeitsfläche mit den Maßen 970 x 650 mm
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche
- Integrierter Abluftstutzen mit Volumenstromregelung
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Abgesenkte Arbeitsfläche mit nahtlos eingeschweißtem Becken 500 x 600 x 300 mm
- Oberaufbau mit integrierter Beleuchtung
- Alle elektrischen und sanitären Installationen sind bereits vormontiert

Technische Details auf der Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Wandarbeitsplatz TDS-5



Wandarbeitsplatz mit Wasch- und Seziertisch WT 10/655



Perforierte Arbeitsfläche



Ausziehbare Mischbatterie

Technische Details:

Maße L/B/H:	2150 x 750 x 400 / 1100 mm
Spannung:	230 Volt / 1 Ph / 50 Hz
Abluftmenge:	ca. 500 m ³ /h
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	TDS-5
Artikel-Nr.:	010.012.600

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

