

Wandspender für Desinfektionsmittel



Wandspender für Flaschen, mit Edelstahlhebel 225 mm. Der Spender ist mit Heißdampf bei 121 °C, 1 bar autoklavierbar. Dosierung ist von 0,8 - 1,8 ml je Hub verstellbar.
Lieferung inkl. Wandplatte und Befestigungsmaterial.

Technische Details:

Maße B/T/H:	81 x 225 x 238 mm
Füllmenge:	350 – 500 ml
Typ:	WS-DM-350/500
Artikel-Nr.:	090.320.010

Weitere Modelle:

Maße B/T/H:	94 x 225 x 282 mm
Füllmenge:	1000 ml
Typ:	WS-DM-100
Artikel-Nr.:	090.320.015

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

