

Waschtisch WT 10/670 – klappbar



Der Wasch- und Seziertisch WT 10/670 ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) angefertigt. Die Tischplatte hat einen hohen umlaufenden Profilrand und ein Gefälle zum Ablauf hin. Der klappbare Unterbau ist aus stabilen Edelstahlprofilen angefertigt und kann über eine einfache Verriegelung mühelos und schnell zusammengeklappt werden um den Tisch platzsparend zu verstauen

Technische Details:

Maße L/B/H:	2200 x 750 x 850 mm
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	WT 10/670
Artikel-Nr.:	010.010.672

Alternativ fahr- und klappbar:

Typ:	WT 10/675
Artikel Nr.:	010.010.673

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Waschtisch WT 10/670 – klappbar



Waschtisch WT 10/670 mit klappbaren Füßen



Füße des Waschtisch WT 10/670 eingeklappt



Waschtisch WT 10/670 mit Installationssäule INNS 10/680

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

