


# Wasch- und Seziertisch WT 10/650

## Fixe Höhe 850 mm



Der Wasch- und Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) angefertigt. Die Tischplatte hat einen hohen umlaufenden Profilrand und ein Gefälle zum Ablauf hin. Der Unterbau ist mit 4 feststellbaren Vollgummirädern mit dauergeschmierten, wartungsfreien Spezialkugellagern ausgestattet.

### **Technische Details:**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Maße L/B/H:    | 2200 x 750 x 850 mm                                      |
| Material:      | Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) |
| Tragfähigkeit: | max. 200 kg                                              |
| Typ:           | WT 10/650                                                |
| Artikel-Nr.:   | 010.010.650                                              |

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

