

Wasch- und Seziertisch WT 10/655

Beidseitig manuell höhenverstellbar



Der Wasch- und Seziertisch ist komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) angefertigt. Die Tischplatte hat einen hohen umlaufenden Profilrand und ein Gefälle zum Ablauf hin. Der Unterbau ist mit 4 feststellbaren Vollgummirädern mit dauergeschmierten, wartungsfreien Spezialkugellagern ausgestattet. Der Tisch ist hinten und vorne manuell über einen Rastmechanismus von 750 bis 950 mm höhenverstellbar und kann alle 20 mm festgestellt werden.

Technische Details:

Maße L/B/H:	2200 x 750 x 750 / 950 mm
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Tragfähigkeit:	max. 200 kg
Typ:	WT 10/655
Artikel-Nr.:	010.010.655

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

