

Wasserfeste Autopsiesäge mit Absaugung



Handstück SF-4000



Abnehmbarer Schlauch

Die Autopsie-Säge SF 4000 ist eine der einzigen Autopsie-Sägen mit wasserdichtem Griff, die man - ohne sie auseinandernehmen zu müssen – eintauchen und sterilisieren kann. Giftiger Staub und andere gefährliche in der Luft verteilte Teilchen werden an der Quelle durch das optimale Vakuum-System des SF-4000 abgesaugt. International im Krankenhausbereich genutzt, hat die SF-4000 bewiesen, dass sie sowohl für den Autopsiebereich als auch für die Nekropsie ein optimales Arbeitsgerät ist.

Herausragende Eigenschaften der SF-4000:

- Keine Staub- oder Spritzbelastigung durch eine optimale Absaugung mit 3-facher Filterung bis 0,6 μ
- 100%ige Luftreinhaltung sowie optimaler Schutz vor Infektionsgefahren.
- Großer Einwegfilter (7 Liter) und einfache sichere Handhabung
- Optimale Handhabung der Säge durch einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
- Schutz vor elektrischen Gefahren durch Niedervolttechnik und vollkommene Wasserdichtigkeit des Handstückes.
- Kein Vibrieren der Säge durch ein perfektes Gleichgewicht
- Ergonomisch geformtes Handstück für ein ermüdungsfreies Arbeiten sowie extrem leise Laufeigenschaften
- Sehr flexibler Einsatzbereich durch die fahrbare Konstruktion sowie durch einen lange Arbeitsschlauch.

Technische Details auf der Rückseite...

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Wasserfeste Autopsiesäge mit Absaugung

Technische Daten:

Absaugeinheit:

Motorleistung:	900 Watt
Beutelinhalt:	7 Liter
Saugleistung:	max. 32 Liter / Sekunde
Max. Wassersäule:	1650 mm WG
Filtration:	99,997 % bei 0.6 Mikron
Höhe Gehäuse:	760 mm
Durchmesser:	225 mm
Gewicht:	11,5 kg
Spannung:	230 Volt / 50 Hz

Stromversorgung:

Eingangsspannung:	230 Volt / 50 Hz
Ausgangsspannung:	40 Volt DC
Normen:	BS5490, IEC529, DIN 40050
Schutzart:	IP 44
Gewicht:	1,7 kg
Kabellänge:	3,5 Meter

Handstück:

Motor:	DC, permanent Magnet
Spannung:	40 Volt DC / 0,75 Amp
Absicherung:	1,5 Amp
Schwingung:	ca. 12000/min.
Konstruktion:	Eloxiertes Aluminium Gehäuse IP 67
Geräuschpegel:	37db(A)
Gewicht:	1,4 kg

Typ:	SF-4000
Artikel-Nr.:	020.030.010

Standardlieferumfang:

1 Stück	wasserfeste Autopsiesäge SF-4000 mit Absaugung
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 64 mm
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 76 mm
1 Stück	Segmentsägeblatt Radius 51 mm

Zubehör:

10 Stück	Sägeblätter Durchmesser 64 mm	Artikel-Nr.: 020.030.015
10 Stück	Sägeblätter Durchmesser 76 mm	Artikel-Nr.: 020.030.020
10 Stück	Segmentsägeblätter Rad. 51 mm	Artikel-Nr.: 020.030.025
1 Stück	Service Kit bestehend aus:	Artikel-Nr.: 020.030.030
10 Stück	Absaughut	
50 Stück	Papierfilter	
1 Stück	Stofffilter	
1 Stück	Micronfilter	
1 Stück	1,5 m Absaugschlauch	

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

