

WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN.

Sezierinstrumente und Autopsiesägen



KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
DE-93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Sezierinstrumente 11-961 / Set 1



Sezierinstrumente Set 1 bestehend aus:

- 1 Stück Skalpell mit Metallheft, Schnittlänge 37 mm
 - 1 Stück Skalpell mit Metallheft, Schnittlänge 37 mm
 - 1 Stück Skalpell mit Metallheft, Schnittlänge 37 mm
 - 1 Stück Knorpelmesser mit Metallheft, Schnittlänge 55 mm
 - 1 Stück Virchow Seiziermesser mit Metallheft, Schnittlänge 85 mm
 - 1 Stück Inzisionsschere 145 mm
 - 1 Stück Knochenschere 230 mm
 - 1 Stück Darmschere 210 mm
 - 2 Stück Anatomische Pinzette 130 mm Standard
 - 1 Stück Bogensäge 350 mm, incl. Ersatzblatt
 - 1 Stück Hammer Bergmann 235 mm, 300 g
 - 2 Stück Osteotom 130 mm
 - 1 Stück Rachiotom 220 mm
 - 2 Stück Tubulus, doppelt, gerade 104 mm
 - 2 Stück Muskelhaken doppelt 65 mm
 - 2 Stück Knopfsonden 145 mm / 2,0 mm
 - 1 Pack Chirurgische Nähnadel, 12 Stück
 - 1 Pack Chirurgische Nähnadel, 12 Stück
 - 1 Stück Maßstab 300 mm
 - 1 Stück Mensurglas 100 ccm
- Artikel-Nr.: 020.010.195

Alternativ:

Lieferung mit Aluminium Koffer mit Schaumstoffeinlage passend für Sezierinstrumente Set 1
Artikel-Nr.: 020.010.400

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Sezierinstrumente 11-975 / Set 2



Sezierinstrumente Set 2 bestehend aus:

- 1 Stück Seziermesser mit Metallheft, Schnittlänge 195 mm
 - 1 Stück Seziermesser klein mit Metallheft, Schnittlänge 100 mm
 - 1 Stück Seziermesser groß mit Holzheft, Schnittlänge 110 mm
 - 1 Stück Hals-Organmesser, Schnittlänge 100 mm
 - 1 Stück Knorpelmesser mit Metallheft, Schnittlänge 70 mm
 - 2 Stück Inzisionsschere 145 mm
 - 1 Stück Darmschere 210 mm mit Knopfspitze
 - 1 Stück Anatomische Pinzette 160 mm Standard
 - 1 Stück Anatomische Pinzette 145 mm, 2x3 Zähne
 - 1 Stück Anatomische Pinzette 250 mm, 1x2 Zähne
 - 1 Stück Hohnadel 160 mm
 - 2 Stück Knopfsonden 250 mm / 1,5 mm
 - 1 Pack Sektionsnadeln gebogen, 12 Stück, 115 mm
 - 1 Stück Maßstab 300 mm
 - 1 Stück Maßband in Kunststoffkapsel 1500 mm
 - 1 Stück Bogensäge 420 mm, incl. Ersatzblatt
 - 1 Stück Knochenschere 230 mm
 - 1 Stück Knochenfasszange Langenbeck 215 mm
 - 1 Stück Flachmeißel 245 mm
 - 1 Stück Hammer Ombredanne 240 mm, 550 gramm
 - 1 Stück Schädelspalter 140 mm
 - 1 Stück Mikroskopier-Nadelhalter m. Kunststoffgriff, 240 mm
 - 1 Stück Roter Fettstift (Dermatograph)
- Artikel-Nr.: 020.010.196

Alternativ:

Lieferung mit Aluminium Koffer mit Schaumstoffeinlage passend für Sezierinstrumente Set 2
Artikel-Nr.: 020.010.405

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Autopsiesäge HB-740



Die Oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern, wird mit einem kugellagerten kräftig belüfteten Motor für Wechselstrom 230 Volt, einem Schalter, der in ein stoßfestes Isoliergehäuse eingebaut ist, und einem 5 m langem Anschlusskabel mit Schuko-stecker geliefert. Der Sägekopf ist aus Leichtmetall, das Getriebe mit Dauerschmierung. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf abgebaut werden. Durch die stufenlose Drehzahlregelung kann die Schwingung des Sägeblattes exakt auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740
- 1 Stück rundes Sägeblatt ca. 50 mm Durchmesser
- 1 Stück Tiefensägeblatt schmal
- 1 Stück Tiefensägeblatt breit
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter

Technische Details:

Spannung:	230 Volt / 50/60 Hz / 125 Watt
Schwingungen:	ca. 12000 - 21000 / min
Typ:	HB-740
Artikel-Nr.:	020.010.200


Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




Autopsiesäge HB-740



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50	Artikel-Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500	Artikel-Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502	Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset ESP-510 für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225



Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Artikel-Nr. 020.010.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical

Absaugung für Autopsiesäge HB-NR-Set 740



Absaugung mit Autopsiesäge HB-NR-Set 740

Dieser wendige und kompakte Sauger mit Eco-Flachfaltenfiltertechnik wurde speziell für das Ab- und Aufsaugen von giftigem Staub und anderen gefährlichen, in der Luft verteilten Teilchen entwickelt. Aus der Abluft werden 99,97 % aller Partikel gefiltert, die größer als 0,5 µm sind. Für rationelles Arbeiten ist der Sauger mit einer Steckdose ausgestattet, die speziell auf die Autopsiesäge HB 740 abgestimmt ist. Im Standby-Betrieb übernimmt sie das automatische Ein- und Ausschalten der Saugfunktion. Auf dem Sauger kann die Säge abgelegt werden.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Staubsauger für Autopsiesäge HB 740
- 1 Stück Aufhängung für Autopsiesäge
- 1 Stück Absaugglocke
- 1 Stück Werkzeug

Technische Details:

Saugleistung:	1.380 Watt
Laufleistung:	57 l/min
Vakuum:	235 mbar
Netzanschluss:	230 Volt, 50 Hz/60Hz
Behälterinhalt:	35 Liter
Geräuschpegel:	63 dB
Gewicht:	9,5 kg
Typ:	HB-NR-Set-740
Artikel-Nr.:	020.010.250


Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de




Absaugung für Autopsiesäge HB-NR-Set 740



Sägeblätter für Autopsiesäge HB 740

Rundsägeblatt HB 50	Artikel-Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500	Artikel-Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502	Artikel-Nr. 020.010.210



Ersatzschlüsselset ESP-510 für Autopsiesäge HB 740

Artikel-Nr. 020.010.225



Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740 und Zubehör

Artikel-Nr. 020.010.230

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Autopsiesäge HB-740-Akku-250



Die oszillierende Autopsiesäge mit auswechselbaren Sägeblättern wird mit einem Akku geliefert. Durch den Wegfall des lästigen Netzkabels ist die Säge ideal für den mobilen Einsatz geeignet und unabhängig vom Stromnetz. Zum Sterilisieren kann der Sägekopf demontiert werden. Durch eine stufenlose Regelung kann die Schwingung des leistungsstarken Motors (250 Watt) exakt auf die jeweiligen Anforderungen eingestellt werden

Im Lieferumfang enthalten ist:

- 1 Stück Autopsiesäge HB -740-Akku
- 1 Stück rundes Sägeblatt ca. 50 mm Durchmesser
- 1 Stück Tiefensägeblatt schmal
- 1 Stück Tiefensägeblatt breit
- 1 Set Schlüsselpaar zum Auswechseln der Sägeblätter
- 1 Stück Ladegerät für Akku; 220-240 Volt, 50/60 Hz

Technische Details:

Spannung:	14,4 Volt
Motorleistung:	250 Watt
Schwingungen:	11000 – 18000 / min
Typ:	HB-740-Akku-250
Artikel Nr.	020.010.292

Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Autopsiesäge HB-740-Akku-250




Kunststoffkoffer für Autopsiesäge HB 740-Akku-250
Typ: K-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.010.233




Schnell-Ladegerät
Typ: LG-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.030.069



Ersatz Akku
Typ: EA-HB-740-Akku-250
Artikel Nr. 020.010.296



Sägeblätter für Autopsie Säge
Rundsägeblatt HB 50 Art. Nr. 020.010.215
Segmentsägeblatt HB 500 Art. Nr. 020.010.205
Tiefensägeblatt HB 502 Art. Nr. 020.010.210



Ersatzschlüssel Set
Artikel Nr. 020.010.225

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Wasserfeste Autopsiesäge mit Absaugung



Handstück SF-4000



Abnehmbarer Schlauch

Die Autopsie-Säge SF 4000 ist eine der einzigen Autopsie-Sägen mit wasserdichtem Griff, die man - ohne sie auseinandernehmen zu müssen – eintauchen und sterilisieren kann. Giftiger Staub und andere gefährliche in der Luft verteilte Teilchen werden an der Quelle durch das optimale Vakuum-System des SF-4000 abgesaugt. International im Krankenhausbereich genutzt, hat die SF-4000 bewiesen, dass sie sowohl für den Autopsiebereich als auch für die Nekropsie ein optimales Arbeitsgerät ist.

Herausragende Eigenschaften der SF-4000:

- Keine Staub- oder Spritzbelastigung durch eine optimale Absaugung mit 3-facher Filterung bis 0,6 μ
- 100%ige Luftreinhaltung sowie optimaler Schutz vor Infektionsgefahren.
- Großer Einwegfilter (7 Liter) und einfache sichere Handhabung
- Optimale Handhabung der Säge durch einfache Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
- Schutz vor elektrischen Gefahren durch Niedervolttechnik und vollkommene Wasserdichtigkeit des Handstückes.
- Kein Vibrieren der Säge durch ein perfektes Gleichgewicht
- Ergonomisch geformtes Handstück für ein ermüdungsfreies Arbeiten sowie extrem leise Laufeigenschaften
- Sehr flexibler Einsatzbereich durch die fahrbare Konstruktion sowie durch einen lange Arbeitsschlauch.

Technische Details auf der Rückseite...

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Wasserfeste Autopsiesäge mit Absaugung

Technische Daten:

Absaugeinheit:

Motorleistung:	900 Watt
Beutelinhalt:	7 Liter
Saugleistung:	max. 32 Liter / Sekunde
Max. Wassersäule:	1650 mm WG
Filtration:	99,997 % bei 0.6 Mikron
Höhe Gehäuse:	760 mm
Durchmesser:	225 mm
Gewicht:	11,5 kg
Spannung:	230 Volt / 50 Hz

Stromversorgung:

Eingangsspannung:	230 Volt / 50 Hz
Ausgangsspannung:	40 Volt DC
Normen:	BS5490, IEC529, DIN 40050
Schutzart:	IP 44
Gewicht:	1,7 kg
Kabellänge:	3,5 Meter

Handstück:

Motor:	DC, permanent Magnet
Spannung:	40 Volt DC / 0,75 Amp
Absicherung:	1,5 Amp
Schwingung:	ca. 12000/min.
Konstruktion:	Eloxiertes Aluminium Gehäuse IP 67
Geräuschpegel:	37db(A)
Gewicht:	1,4 kg

Typ:	SF-4000
Artikel-Nr.:	020.030.010

Standardlieferumfang:

1 Stück	wasserfeste Autopsiesäge SF-4000 mit Absaugung
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 64 mm
1 Stück	Sägeblatt Durchmesser 76 mm
1 Stück	Segmentsägeblatt Radius 51 mm

Zubehör:

10 Stück	Sägeblätter Durchmesser 64 mm	Artikel-Nr.: 020.030.015
10 Stück	Sägeblätter Durchmesser 76 mm	Artikel-Nr.: 020.030.020
10 Stück	Segmentsägeblätter Rad. 51 mm	Artikel-Nr.: 020.030.025
1 Stück	Service Kit bestehend aus:	Artikel-Nr.: 020.030.030
10 Stück	Absaughut	
50 Stück	Papierfilter	
1 Stück	Stofffilter	
1 Stück	Micronfilter	
1 Stück	1,5 m Absaugschlauch	

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Trennschleifgerät cut-grinder



Dieses stationäre Trennschleifgerät mit festem Arbeitstisch ist zum Präparieren von Gewebe, Knochen und Verbundwerkstoffen wie metallischen und / oder keramischen Werkstoffen entwickelt worden. Die Arbeitsweise integriert die Trenn-Dünnschliff-Technik und berücksichtigt die Vorgaben führender Pathologen. Zum Trennschleifen wird ein mit Diamant beschichtetes, hochgenaues Trennband eingesetzt. Damit werden exakte Schnitte mit hervorragender Oberflächenqualität erzielt – die Voraussetzung für eine schnelle, histologische Auswertung oder Weiterbearbeitung.

Herausragende Eigenschaften des cut-grinder:

- Überhitzung, Ausbrüche oder Mikrofrakturen im Präparat sind ausgeschlossen
- Tisch ist mit einer abnehmbaren Wanne und einer innen liegenden Auflageplatte ausgestattet
- Präparator verwendet einen stabilen, verstellbaren Spritzschutz, der die volle Sicht auf den Trennbereich ermöglicht
- Das Trennband wird permanent mit Wasser gekühlt, auf eine Umlaufkühlung wurde aus hygienischen Gründen verzichtet
- Das Gerät ist aus rostfreiem Edelstahl und wartungsfrei
- Die Reinigung ist einfach, da sämtliche äußeren Teile glattflächig und sehr gut zugänglich sind

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Trennschleifgerät cut-grinder

Technische Daten:

Strom:	Dreiphasen-Wechselstrom
Spannung:	230 Volt / 400 V
Frequenz:	50 Hz
Nennstromaufnahme:	3,6 A
Leistungsaufnahme:	2,0 KW
Arbeitstisch:	800 x 800 mm
Raddurchmesser:	315 mm
Gewicht:	110 kg
Aufstellfläche (BxT):	500 x 440 mm
Außenmaße (BxT):	777 x 810 x 1600 mm
Schnitthöhe:	max. 330 mm
Schnittbreite:	max. 300 mm
Typ:	TSG-CG
Artikel-Nr:	020.030.200

Zubehör:

Diamant-Trennband (rostfrei) 0,3 mm, D 151*
Artikel-Nr.: 020.030.232

Diamant-Trennband (rostfrei) 0,3 mm, D 126*
Artikel-Nr.: 020.030.231

Diamant-Trennband (rostfrei) 0,2 mm, D 64*
Artikel-Nr.: 020.030.230

Diamant-Trennband (rostfrei) 0,1mm, D 61*
Artikel-Nr.: 020.030.229

Multi-mix Pflegemittel 500 ml
Artikel-Nr.: 020.030.228

*Körnung (D) des Trennbandes nach FEPA Norm

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Trennschleifgerät Cut-Grinder Primus



Durch die kompakte Bauweise ist diese Säge die ideale Lösung für kleinere Labore. Das Trennschleifgerät ist zum Präparieren von Gewebe, Knochen und Verbundwerkstoffen wie metallischen und/oder keramischen Werkstoffen entwickelt worden. Die Arbeitsweise integriert die Trenn-Dünnschliff-Technik und berücksichtigt die Vorgaben führender Pathologen. Zum Trennschleifen wird ein mit Diamantstaub beschichtetes, hochgenaues Trennband eingesetzt. Damit werden exakte Schnitte mit hervorragender Oberflächenqualität erzielt – die Voraussetzung für eine schnelle, histologische Auswertung und Weiterbearbeitung. Zusätzlich verfügt das Trennschleifgerät über einen stabilen verstellbaren Spritzschutz, der die volle Sicht auf den Trennbereich ermöglicht.

Besonderheiten:

- Motorschutz mit Wiederanlaufsperr
- Motorbremse
- Laufräder komplett aus Edelstahl, oberes Laufrad kann einfach abgenommen werden
- Sägebandschnellspannung – kein Einstellungsfehler möglich
- Ein/Aus-Schalter mittels Folientastatur
- Integrierter Wassertank
- Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Leicht zugängliche Teile ermöglichen eine einfache Reinigung
- Wartungsfrei
- Tischmodell

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Trennschleifgerät Cut-Grinder Primus

Technische Daten:

Material:	Edelstahl
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Raddurchmesser:	220 mm
Gewicht:	50 kg
Aufstellfläche (BxT):	500 x 440 mm
Außenmaße (BxTxH):	500 x 590 x 915 mm
Schnitthöhe:	max. 210 mm
Typ:	Primus
Artikel-Nr.:	020.030.221

Zubehör:

Trennband 0,3 mm, D 151*	
Artikel-Nr.:	020.030.233
Trennband 0,3 mm, D 126*	
Artikel-Nr.:	020.030.234
Trennband 0,2 mm, D 64*	
Artikel-Nr.:	020.030.235
Trennband 0,2 mm, D 91	
Artikel-Nr.:	020.030.237
Trennband 0,1 mm, D 64*	
Artikel-Nr.:	020.030.236

*Körnung (D) des Trennbandes nach FEPA Norm

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Knochensäge K 220



Die kompakte und leistungsstarke Knochensäge K 220 ist ideal zum Sägen von Knochen geeignet. Das Edelstahlgehäuse präsentiert sich in elegantem Design und entspricht mit seinen glatten Oberflächen und großen Übergangsradien höchsten Hygienestandards. Zur Reinigung ist der Tisch hochklappbar und die Türen weit zu öffnen. Für einen dauerhaft perfekten Schnitt sorgen das Präzisionssägeband mit hochverschleißfester und enger Bandführung. Alle beweglichen Teile sind leicht zu reinigen und einfach aus- bzw. einzubauen. Die Knochensäge überzeugt auch bei der Sicherheit: Materialdrücker, die sichere Abdeckung von Rad und Sägeblatt sowie eine spritzwasserfeste Elektroinstallation. Die Säge für den Ortsfesten Einsatz ist optional auch mit Untergestell lieferbar. Langlebige Gummipuffer sorgen für stabilen und vibrationsfreien Stand.

Technische Details:

Raddurchmesser:	220 mm
Bandsägeblatt:	1820 x 16 mm
Bandgeschwindigkeit:	16 m/sek.
Schnitthöhendurchlass:	230 mm
Schnittseitendurchlass:	185 mm
Schnitthub:	215 mm
Tischabmessungen B/T/H:	405 x 555 x 385 mm
Maschinenabmessungen B/T/H:	515 x 595 x 930 mm
Motorleistung / Schutzart:	1,1 / IP 54
Motordrehzahl:	1420 1/min
Motorspannung / Drehstrom:	230 / 400 V
Nennstrom:	4,7 / 2,7 V
Motorbremse:	serienmäßig
Gewicht:	ca. 85 kg
Typ:	K 220
Artikel Nr.:	020.020.010

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Knochensäge K 220



Bandführung

Für eine sichere Schnittführung und exakte Schnitthaltigkeit sorgt die präzise und enge Führung des Bandsägeblattes. Die rostfreien Bandführungen sind hochverschleißfest und haben beste Gleiteigenschaften.



Reinigung

Für eine perfekte Reinigung lassen sich die Türen weit öffnen und der Tisch einfach hochklappen. Für die Einhaltung maximaler Hygiene sorgen leicht zu reinigende glatte Oberflächen und große Übergangsradien.



Bandeinstellung

Über die Schnellspannvorrichtung lässt sich das Sägeband einfach wechseln. Zur Einstellung des Bandlaufes wird das obere Laufrad über den rückseitigen Sterngriff justiert. Die balligen Lauflächen der rostfreien Laufräder garantieren die sichere Positionierung des Sägebandes und den Erhalt der Zahlschränkung.



Optional


Als Option können wir ein Untergestell für die Säge anbieten. Dieses Untergestell ist mit der Tischsäge verschraubbar und für eine Arbeitshöhe von 920 mm geeignet.
Artikel-Nr. 020.020.015

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Schneidebretter aus PE-Material



Das Schneidebrett ist komplett aus Polyethylen gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 20 mm. Unten sind 4 Füße mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 20 mm angebracht. Das Schneidebrett ist nicht für thermische Sterilisation geeignet.

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	20 mm PE-Material
Typ:	SB-PE-50/40
Artikel-Nr.:	060.012.010

Zubehör:

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum aufstecken auf das Schneidebrett

Länge:	300 mm
Material:	Edelstahl
Typ:	LIN-SB 300
Artikel-Nr.:	060.019.031

Weitere Modelle siehe Rückseite

Sondermaße auf Anfrage erhältlich

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Schneidebretter aus PE-Material

Schneidebrett aus PE-Material mit Rille

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	PE-Material
Rille:	ca. 16 mm Breit und 10 mm Tief
Typ:	SB-PE-50/40-R
Artikel:	060.012.013

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Schneidebretter aus PE-Material - blau



Das Schneidebrett ist komplett aus Polyethylen gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 20 mm. Unten sind 4 Füße mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 15 mm angebracht. Das Schneidebrett ist nicht für thermische Sterilisation geeignet.

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	20 mm PE-Material
Farbe:	blau
Typ:	SB-PE-50/40-BL
Artikel-Nr.:	060.012.119

Zubehör:

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum aufstecken auf das Schneidebrett

Länge:	300 mm
Material:	Edelstahl
Typ:	LIN-SB 300
Artikel-Nr.:	060.019.031


Sondermaße auf Anfrage erhältlich

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Schneidebretter aus Corian



Das Schneidebrett ist komplett aus Corian gefertigt. Die Plattenstärke beträgt ca. 12 mm. Unten sind 4 Füße mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Höhe von 20 mm angebracht. Das Schneidebrett ist nicht für die thermische Sterilisation geeignet.

Technische Details:

Maße B/T:	500 x 400 mm
Material:	12 mm Corian
Einsatz:	runder Einsatz: Durchmesser 140 mm
Rille:	ca. 16 mm Breit und 10 mm Tief
Typ:	SB-CO-50/40-SE-R
Artikel-Nr.:	060.012.002

Zubehör:

Lineal aus Edelstahl mit cm und mm Graduierung zum Aufstecken auf das Schneidebrett

Länge:	300 mm
Material:	Edelstahl
Typ:	LIN-SB 300
Artikel-Nr.:	060.019.031

Weitere Modelle siehe Rückseite

Sondermaße auf Anfrage erhältlich

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Schneidebretter aus Corian

Weitere Modelle

Schneidebrett aus Corian

Maße B/T: 500 x 400 mm
Material: Corian
Typ: SE-CO-50/40
Artikel: 060.012.009

Schneidebrett aus Corian mit Rille

Maße B/T: 500 x 400 mm
Material: Corian
Rille: ca. 16 mm Breit und 10 mm Tief
Typ: SE-CO-50/40-R
Artikel: 060.012.003

Schneidebrett aus Corian mit schwarzem Einsatz

Maße B/T: 500 x 400 mm
Material: Corian
Einsatz: runder Einsatz: Durchmesser 140 mm
Typ: SE-CO-50/40-SE
Artikel: 060.012.012

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

