




KUGEL
medical



WE CREATE SOLUTIONS



Laboreinrichtungen für die Histologie und Pathologie

KUGEL medical ist einer der führenden deutschen Lieferanten für die Ausstattung von histo-pathologischen Laboren. Seit der Gründung im Jahr 1995 hat unser Unternehmen, getreu dem Motto **WIR SCHAFFEN LÖSUNGEN**, stetig in die unterschiedlichsten Bereiche expandiert.

Seit mehr als 20 Jahren fertigen und liefern wir individuelle Einrichtungen und Systeme für histo-pathologische Labore, die Rechts- und Gerichtsmedizin, Universitäten, Krankenhäuser, anatomische Institute, Pharmazieunternehmen sowie auch die Veterinärpathologie.

Heute umfasst unsere Produktpalette alles was in einem modernen Labor benötigt wird. Ein Schwerpunkt sind nach wie vor Gewebezuschneidetische für jegliche Diagnostik sowie Einrichtungen mit integrierten Absauganlagen für sicheres und schadstofffreies Arbeiten.

Laboratory Equipment for Histologies and Pathologies


KUGEL medical is one of the leading German suppliers of histopathological laboratories. Since the foundation in 1995, we have continuously expanded in various fields, true to our motto **WE CREATE SOLUTIONS**.

For more than 20 years, we have been manufacturing and supplying histo-pathological laboratories, forensic centers, universities, hospitals, anatomical institutes, pharma companies as well as veterinary pathologies with our customized equipment and systems.

Today, our range of products consists of almost everything that a modern laboratory requires with a focus on down-draft grossing tables for any kind of diagnostic work and other equipment with integrated exhaust units for safe and pollutant-free working.

Titelbild: perforierte Arbeitsfläche mit Formalinsieb und Waschbecken am Gewebezuschneidetisch

Title: perforated working area with formalin sieve insert and sink at a tissue grossing station



Erstellung einer 3D-Zeichnung eines pathologischen Labors

Creation of a 3D drawing of a pathological laboratory

Nicht nur Hersteller, sondern auch Planer

In solchen Fällen ist es ganz gleich, ob es sich um die gesamte Objekteinrichtung oder Teilausstattung handelt. Wir sind Ihr Ansprechpartner in allen Bereichen: Design, Konzeption, Planung, Entwicklung und Herstellung.

Not only manufacturer but also planners

In such cases it does not matter if you're looking for a sophisticated refurbishment of an entire building complex or a partial fit out. We are your point of contact for all matters: design, conception, planning, development and manufacturing.



Explosionsschutz im Labor · Explosion Protection in Laboratories



Doppelte Rückwandabsaugung auf einem Labortisch montiert

Dual rear exhaust unit installed on a laboratory table




Arbeitsplätze mit Luftabsaugung nach unten zur Vermeidung einer Explosionsgefahr

Working places with down-draft system to prevent risk of explosion



Keine Explosionsgefahr · No Risk of Explosion



Kompakte Formalin-Dosierstation
mit Sammelkanister für Altformalin
Compact formalin dispensing station
with container for used formalin

Ver- u. Entsorgungseinheiten · Dispensing and Disposal Stations



Zentrale Ver- und Entsorgungsstation für Alkohol,
Formalin und Xylol mit
Entnahmehahn, Abguss-
trichter und Absaugung
nach unten und hinten.

Central supply and dis-
posal station for alcohol,
formalin and xylol with
dispensing faucet, waste
basin and down-draft
and back-draft ventilation.



Dauerhafte Gefahrostofflagerung Permanent Storage of Hazardous Liquids



Säuren- und Laugenschränke in verschiedenen Ausführungen
Different models of cabinets for alkalis and acids



Feuerbeständige Sicherheitsschränke in verschiedenen Farben
Fire resistant safety cabinets in different colors

**Premiumlösung
für den Gewebe-
zuschnitt**

**Your first choice
in tissue grossing**



GrossPath GP-1500 · Aufstellen, Anschalten, Loslegen

Unser GrossPath sorgt für schadstofffreies Arbeiten beim Zuschneiden und Präparieren histologischer Präparate. Als Vertreter unserer ECO-line-Serie ist dieser Spezialarbeitsstisch in besonderem Maße dem sparsamen Gebrauch von Energie und Ressourcen verpflichtet – bei einer hervorragenden Absaugleistung. Die AWG-Werte für Formalin werden dabei im gesamten Absaugbereich sogar deutlich unterschritten.



Durch die Verwendung eines großen Spezial-Aktivkohlefilters ist eine lange Betriebszeit sichergestellt, wodurch Ihre Betriebskosten signifikant reduziert werden.

GrossPath GP-1500 · Plug in and Work


Our GrossPath is designed to ensure a pollution free working environment for slicing and preparing histological tissues. As part of our ECO-line range, this worktable has been designed with a special view to conserving energy and resources – while delivering outstanding extraction results. Formalin concentrations will even be significantly below the maximum allowable concentration values (MAC) throughout the entire extraction zone.

The large-sized active-carbon filter guarantees long service life and hence, significant savings in operating costs.

eco LINE




Kamerasysteme & Zubehör · Camera Systems & Accessories





Maßgeschneiderte High-End Lösungen
Customized High-End Solutions



Gewebezuschneidetische · Tissue Grossing Tables



Foto oben links: Zuschneidetisch mit Luftabsaugung nach unten; rechts: Rückwandabsaugung zur direkten Montage auf einen vorhandenen Arbeitsplatz. **Fotoreihe unten von links nach rechts:** Rückwandabsaugung, Aktivkohle-Hochschrank, Nasspräparateschrank

Picture top left: grossing table with down-draft exhaust system; right: rear exhaust unit placed on top of a work-place. **Pictures below from left to right:** rear exhaust unit, tall active carbon filter cabinet, preparation cabinet.



Foto oben: Rückwandabsaugung mit verstellbaren Lochschlitzblechen. **Foto reihe unten von links nach rechts:** Zuschneidetisch mit Beleuchtungsaufbau, herausgenommene perforierte Arbeitsfläche am Zuschneidetisch, Spültischanlage mit Rückwandabsaugung

Picture top: rear exhaust unit with adjustable, perforated metal sheets **Pictures below from left to right:** grossing table with illumination system, removed, perforated metal sheets, lab ware cleaning area with rear exhaust unit



Komplettlösungen · Complete Fit-Outs



COLOR UP YOUR LAB

Farbe für das Labor

Als Erweiterung unserer Eco-Line und unter dem Thema „**Color up your Lab!**“ helfen wir Ihnen dabei, Farbe in den Arbeitsalltag zu bringen. Unsere Labormöbel aus Vollkernlaminat erhielten die PEFC- und FSC-Zertifizierung.

Color for your lab

As further expansion of our Eco-Line and under the theme “**Color up your lab!**” we help you to bring color back to your daily working routine. Our laboratory furniture made of high pressure laminate received the PEFC and FSC certificate.



KUGEL medical GmbH & Co. KG

Hermann-Köhl-Straße 2 A
DE-93049 Regensburg
Germany

Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0
Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29
E-Mail info@KUGEL-medical.de

www.KUGEL-medical.de