





Zuschneidetisch mit integriertem Laminar- Flow- Zuluftelement **Modell WMT 2250 - BTR**

FP001069 | 060.300.211



Zuschneidetisch in Wandposition mit Laminar-Flow-System und umlaufender Randabsaugung zum optimalen Schutz des Nutzers vor chemischen Dämpfen und Aerosolen während der Handhabung und Untersuchung von Gewebeprobe.




Technische Spezifikationen

- Maße: **2250 x 850 x 1870 mm**
- Feste Höhe: **780 mm**
- Arbeitsplatte aus **Edelstahl 316** | Konstruktion aus **Edelstahl 304**
- **Integriertes Laminar-Flow- Zuluftelement** (kanalanschießbar)
- Mit dimmbarer **4000K-LED-Beleuchtung**
- **Umlaufende Randabsaugung** um die Arbeitsfläche (Abluftkanal in der Mitte des Absaugbereichs)
- **Rückseitige Absaugung** hinter dem Becken
- Arbeitsfläche bestehend aus **einer abnehmbaren, nicht perforierten Platte**
- Fugenlos verschweißtes Becken **400 x 400 x 200 mm x 3 ½ "** auf der rechten Seite
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause (1,50 m)
- **3"-HMI-Touchscreen-Bedienpanel** zur Steuerung der Zuluft (AN/AUS), der Beleuchtung, der Formalin-Füllstandsüberwachung und des Spülsystems
- **Permanentes Spülsystem** unterhalb der Arbeitsfläche, steuerbar über das Touchscreen-Bedienfeld
- Ausguss (120 x 120 mm) zur **Formalinentsorgung mit integriertem Füllstandssensor und optisch-akustischer Alarmanzeige** über das Touchscreen-Bedienfeld – **10 L-Kanister**
- **25-L-Kunststoffabfallbehälter mit Absaugung** und linksseitigem schwenkbarem Deckel

- **Geräteschiene** für Zubehör
- **Höhenverstellbare Stellfüße** zur Sicherstellung der Standstabilität
- **4 Steckdosen IP44** mit Klappdeckel
- **1 LAN-Anschluss**
- Stromversorgung: **230 V / 50 Hz / 1P / 16 A**
- Anschluss des Abluftkanals gegenüber dem Becken, mit alternativen Anschlussmöglichkeiten an der Rückseite der Station (Wandanschluss) oder durch die Unterseite der Station (Bodenanschluss)
- Zuluft: **ca. 800 m³/h** | Ø 250 mm | Druckverlust: 50 Pa
- Abluft: **ca. 1050 m³/h** | Ø 280 mm | Druckverlust: 120 Pa

Kompatibles Zubehör



Formalin-
Versorgungssystem mit
Fußschalter

FP000882 | 060.300.001



Wasser-
Versorgungssystem mit
Fußschalter

FP000661 | 060.300.013




Feste Seitenscheibe
aus Sicherheitsglas
für die linke oder
rechte Seite der
Station

FP001136 | 060.300.023




Dokumentenhalterung

FP000657 | 060.300.002



Tastaturhalterung und
Mausablage (max. 2 kg)

FP001086 | 060.300.003




Monitorhalterung
(max. 11 kg)

FP001085 | 060.300.004



Kamerahalterung mit Gelenkarm
und Befestigungsschlitten (max.
1,5 kg)

FP001115 | 060.300.019



Spritzschutz mit
Gelenkarm

FP000659 | 060.300.006



Sensorarmatur, infrarot
gesteuert

FP001093 | 060.300.017



Abfallzerkleinerer

FP001092 | 060.300.005




Lupenleuchte mit LED

FP001087 | 060.300.008



Ausziehbare Augendusche

FP001091 | 060.300.009



Magnetschiene für
Instrumente – Länge 500 mm

FP001090 | 060.300.024



Reagenzglashalter (Ø 20 mm)

FP001096 | 060.300.016




Papierspender

FP000658 | 060.300.010




Handschuhspender -
1 Größe

FP001118 | 060.300.020



ORNet-Proben-
dokumentations
system

Auf Anfrage



Weißes PE-Schneidbrett
mit rutschfesten Füßen

Material: Polyethylen

Maße (L/B/H):
300 x 400 x 35 mm

MC002638 | 060.012.011

Maße (L/B/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002637 | 060.012.010

Maße (L/B/H):
600 x 400 x 35 mm

MC002636 | 060.019.010




Blaues PE-Schneidbrett
mit rutschfesten Füßen

Material: Polyethylen

Maße (L/B/H):
500 x 400 x 35 mm

MC002635 | 060.012.119



Corian-Schneidbrett mit Rille,
Markierungspunkt,
rutschfesten Füßen

Material: Corian

Maße (L/B/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002633 | 060.012.002



Corian-Schneidbrett mit
Rille und rutschfesten
Füßen

Material: Corian

Maße (L/B/H):
500 x 400 x 30 mm

MC002634 | 060.012.003



Nabolen-Schneidbrett mit
schwarzem zentralem
Markierungspunkt und 30
cm Lineal

Material: Nabolen 500
(HDPE)

Maße (L/B/H):
400 x 300 x 25 mm

FP000655 | 060.300.015